

W przypadku pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem odpowiadającym za Państwa region.



Region I – 504 211 451
Region II – 504 112 428
Region III – 506 647 551
500 175 575
Region IV – 504 112 426
Region V – 502 021 490
Region VI – 501 566 240

MEDICAST
SIŁA ZDROWIA

Medicast Sp. z o.o.
 ul. Polska 114, 60-401 Poznań
 Biuro Obsługi Klienta (pn. – pt. 8:00 -16:00)
tel. +48 61 84 83 476 wew. 1, 786 865 223, 500 316 446
 www.sklepmedicast.pl
 zamowienia@medicast.com.pl
 www.facebook.com/medicast.polska



Wszystkie informacje zawarte w niniejszym katalogu, dotyczące produktów wytwarzanych, dystrybuowanych czy znajdujących się w ofercie handlowej firmy Medicast sp. z o.o., mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te nie stanowią zalecenia objęcia przedstawionych produktów refundacją wyrobów medycznych lub innym dofinansowaniem ze środków publicznych ani zachęty w myśl art. 49 ust. 3 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z późniejszymi zmianami. Każdorazowo decyzja o objęciu danego wyrobu refundacją ze środków publicznych jest niezależną decyzją podmiotu lub osoby ubiegającej się o taką refundację. Medicast sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za zakres działań podmiotów i osób nabywających przedstawione wyroby, zwłaszcza w kontaktach z urzędami i organami publicznymi.

Medicast 2024

MEDICAST
SIŁA ZDROWIA

Katalog produktów



DJO
IS NOW
enovis™

DONJOY®

AIRCAST

PROCARE

COMFORTIA

Razem
w ruchu

Ostrzeżenie!
Katalog Medicast zawiera informacje o wyrobach medycznych.
Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą.



Razem w ruchu

Profil firmy

Medicast Sp. z o. o. jest jednym z największych dystrybutorów sprzętu ortopedycznego w Polsce. Firma powstała w 1994 roku i od początku swojej działalności jej głównym celem było wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów najwyższej jakości. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na dostarczanie szerokiej gamy sprzętu stosowanego przez lekarzy, rehabilitantów i pacjentów na całym świecie.

Działalność

Nasza działalność obejmuje obszar całej Polski. Współpracujemy z największymi sklepami medycznymi i ortopedycznymi. Do naszych klientów należą również środowiska zajmujące się rehabilitacją, medycyną sportową, odnową biologiczną, a także szeroko pojętym sportem.

Naszym odbiorcom zapewniamy:

- specjalistyczny sprzęt uznanych światowych marek,
- korzystne warunki współpracy,
- profesjonalną obsługę,
- opiekę wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych,
- szybkość i rzetelność realizacji zamówień.

Oferta

Firma Medicast w swojej ofercie posiada wyselekcjonowany sprzęt ortopedyczny najwyższej jakości. Nasze stabilizatory oparte są na opatentowanych elementach konstrukcji oraz unikatowych rozwiązaniach. Wszystkim klientom skierowanym do naszej firmy udzielamy wyczerpujących informacji na temat doboru sprzętu, jego użytkowania oraz najszybszej możliwości zakupu. Naszą ofertę wzbogacamy o dostarczanie naszym kontrahentom wszystkich potrzebnych materiałów o produktach. Zapewniamy aktualne informacje o działalności naszej firmy, a także refundacji NFZ. Zapraszamy na naszą stronę Internetową:

www.sklepmedicast.pl

Spis treści:

NFZ: H.01.01 KOŃCZYNA DOLNA

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY

A60 (02T)	5
AirSport (02M)	5
ActyFoot	6
ActyLight	6
Comfortia Ankle	7
AirLift (02P)	7
AirHeel (09A)	8
Fusiolight	8
Air-Stirrup II.	9
Air-Stirrup	10
Velocity	10
Stabilizing Speed Pro	11
XcelTrax, XcelTrax Ankle	11
Minitrax Walking Brace	12
Comfortia Walker Kids	12

NFZ: H.01.02 KOŃCZYNA DOLNA

ORTEZA SZTYWNA NA GOLEŃ I STOPE Z KOMORĄ PNEUMATYCZNĄ STABILIZUJĄCĄ URAZY W OKOLICY ŚRÓDSTOPIA

XcelTrax Air, XcelTrax Air Ankle	13
--	----

NFZ: H.01.03 KOŃCZYNA DOLNA

ORTEZA SZTYWNA NA GOLEŃ I STOPE Z MINIMUM DWIEMA KOMORAMI PNEUMATYCZNYMI POZYCJONUJĄCYMI STAW SKOKOWY

AirSelect Elite 01EP	14
Achilles Walker, AirSelect Elite 01 EP + Heel Wedge 01 K	15
AirSelect Standard 01EF	15
AirSelect Short 01ES	16
XP Diabetic Walker 01PD.	16

KOŃCZYNA DOLNA

Squared Toe*.	17
Rocker Cast Boot*.	17
Podalux II*.	18
Infrapatellar Band 08A-B*.	18
FortiLax Ankle*.	19
MaloLax*.	19
StrapiLax Ankle*.	20
ActyToe*.	21

NFZ: H.02.01 KOŃCZYNA DOLNA

ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPE Z USZTYWNIENIEM GRZBIETOWYM, STABILIZUJĄCĄ I PODTRZYMUJĄCĄ STOPE OD STRONY GRZBIETOWEJ

Podalib.	20
------------------	----

NFZ: H.03.01 KOŃCZYNA DOLNA

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z ZAWIASAMI

Tru-Pull Lite	23
Reaction Knee Brace.	23
Sports Hinged Knee Wraparound.	24
Sports Hinged Knee Sleeve	24
GenuLax.	25
FortiLax Knee*.	25
RotuLax*.	26
StrapiLax Knee*.	26

NFZ: H.03.02 KOŃCZYNA DOLNA

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z RUCHOMYM STAWEM KOLANOWYM Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA

Playmaker II	27
Deluxe Hinged Knee Wraparound.	28
Deluxe Hinged Knee Sleeve	28

NFZ: H.03.03 KOŃCZYNA DOLNA

ORTEZA POOPERACYJNA (ROM) STAWU KOLANOWEGO Z REGULACJĄ RUCHOMOŚCI ZGIĘCIA I WYPROSTU, OBEJMUJĄCĄ CO NAJMNIEJ 3/4 DŁUGOŚCI KOŃCZNY DOLNEJ

X-Act Rom Knee	29
X-Act ROM Lite	29
Comfortia Knee ROM	30
Cool Trom Advance	30
X-Rom Knee	31

NFZ: H.03.04 KOŃCZYNA DOLNA

ORTEZA FUNKCJONALNA STAWU KOLANOWEGO O KONSTRUKCJI RAMOWEJ Z ZACHOWANIEM RUCHU ZGIĘCIA I WYPROSTU Z REGULACJĄ

Defiance	37
A22	38
Legend SE 4.	39
4-Titude.	39
Armor FourcePoint.	40
Armor Action	40
FullForce	40
Renegade.	41

NFZ: H.03.05 KOŃCZYNA DOLNA

ORTEZA ODCIĄŻAJĄCA STAW KOLANOWY TYPU OA

OA Nano	42
OA Reaction	42
OA Defiance	43
OA Adjuster 3	43
Clima-Flex OA.	44

NFZ: H.04.01 KOŃCZYNA DOLNA

TUTOR UNIERUCHAMIAJACY STAWU KOLANOWEGO

Immo Knee 3V	45
3-Panel Knee Splint	45

NFZ: H.04.01 BIODRO

ORTEZA STAWU BIODROWEGO NIERUCHAMIAJĄCA Z ZAKRESEM REGULACJI ZGIĘCIA, WYPROSTU, ODWODZENIA I PRZYWODZENIA

VersaROM Hip.	47
-----------------------	----

NFZ: L.03.01 TUŁÓW

ORTEZA ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA, ZE STALKAMI LUB FISZBINAMI TYPU SZNURÓWKA ZAPEWNIAJĄCA ODCIĄŻENIE NIEPEŁNE

Comfortia Back Pro 200	49
Comfortia Back Elite 200.	49
Porostrap.	50
Immostrap	50

NFZ: L.03.02 TUŁÓW

ORTEZA ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWO-PIERSIOWA, ZE STALKAMI LUB FISZBINAMI TYPU SZNURÓWKA ZAPEWNIAJĄCA ODCIĄŻENIE NIEPEŁNE

Comfortia Back Pro 300	51
Comfortia Back Elite 300.	51
Duostrap	52

NFZ: L.03.03 TUŁÓW

ORTEZA ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWO-PIERSIOWA, ZE STALKAMI LUB FISZBINAMI TYPU SZNURÓWKA Z SYSTEMEM MOCOWAŃ WOKÓŁ RAMION ZAPEWNIAJĄCA ODCIĄŻENIE NIEPEŁNE

Comfortia Back Pro 500	53
Comfortia Back Elite 500.	54

NFZ: J.01.01 NADGARSTEK I RAMIĘ

ORTEZA RĘKI STABILIZUJĄCA LUB KORYGUJĄCA Z WYŁĄCZENIEM APARATU STACKA I CAPENERA

ErgoForm.	57
RhizoForm	57
DigiForm	58

NFZ: J.02.01 NADGARSTEK I RAMIĘ

ORTEZA NA RĘKĘ I PRZEDRAMIĘ

Polyform	58
RespiForm	59
RespiForm+	59
DuoForm	60
DuoForm+	60
DigiForm+	61
CarpaForm	61
Comfortia Wrist Pro 17.	62
Comfortia Wrist Pro 19	62
Comfortia Wrist Pro 21	63
Comfortia Wrist Pro 21K	63
A2 Wrist Brace (05WT).	64
A2 Wrist Brace (05W).	64
Comfortia Wrist Kids.	65
ManuLax*.	65

NFZ: J.03.01 BARK I ŁOKIEĆ

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO

EpiForce Strong.	67
Armband Black 05A-B / Armband 05A.	67
CondiLax	68
Healthcare BEAR Arm Sling, Ped*.	68

NFZ: J.04.01 BARK I ŁOKIEĆ

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO

X-Act Rom Elbow.	69
--------------------------	----

NFZ: J.04.02 BARK I ŁOKIEĆ

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA Z UJĘCIEM RĘKI

Elbow Ranger	70
------------------------	----

NFZ: J.06.01 BARK I ŁOKIEĆ

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA Z UJĘCIEM RĘKI

Immoscap II	71
Comfortia Shoulder	72

NFZ: J.07.01 BARK I ŁOKIEĆ

ORTEZA ODWODZĄCA STAWU BARKOWEGO

UltraSling PRO	72
--------------------------	----

NFZ: J.07.02 BARK I ŁOKIEĆ

ORTEZA ODWODZĄCA STAWU BARKOWEGO Z REGULACJĄ KĄTA ODWIEDZENIA W ZAKRESIE MINIMUM 60° ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KĄTA ROTACJI

UltraSling Quadrant	73
Deluxe Arm Sling*.	74

NFZ: L.05.01 SZYJA

KOŁNIERZ SZTYWNY

California Collar.	76
----------------------------	----

NFZ: L.05.02 SZYJA

KOŁNIERZ PÓLSZTYWNY

Procare C1/C2	76
-------------------------	----

SYSTEM CHŁODZĄCO--UCISKOWY

Termosy

Termos Gravity Cooler (2125).	78
Termos IC Cooler (52A)	78

Mankiety

Mankiet na bark	78
Mankiet na kolano	79
Mankiet na udo	79
Mankiet na podudzie	79
Mankiet na przedramię i nadgarstek	79
Mankiet na kostkę obejmujący stopę	80
Mankiet na łokieć	80
Mankiet na śródstopie	80
Mankiet na kręgosłup, biodro, żebro	80

INNE

VenaPure – produkty przeciwzakrzepowe

Wersja do kolan	83
Wersja długa bez pasa	83
Wersja długa z pasem	83

Kończyna dolna

ORTEZY STABILIZUJĄCE STAW SKOKOWY

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
H.01.01	Orteza stabilizująca staw skokowy	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	200 zł
		10% dorośli	200 zł

Stabilizator stawu skokowego A60 (02T)

NFZ: H.01.01

AIRCAST

Stabilizator zaprojektowany dla osób aktywnych fizycznie. Usztywniające łuski zostały ukształtowane pod kątem 60° w celu zapobiegania urazom stawu skokowego. Biomechaniczne testy wykazały, że kąt ten zapewnia optymalną ochronę przed skręceniami. Opatentowany materiał Breath-O-Prene® utrzymuje przewodność i wygodę, podczas gdy anatomiczna konstrukcja stabilizatora z łatwością dopasowuje się do buta sportowego i nie rozpycha go.



Wskazania:

- profilaktyka stawu skokowego,
- chroniczna niestabilność stawu skokowego,
- doleczenie po zastosowaniu opatrunku gipsowego.

Cechy:

- cienka i stabilna konstrukcja zapewnia dopasowanie ortezy do każdego obuwia,
- opatentowana łuska pod kątem 60 stopni rozkłada siłę nacisku w miejscach najbardziej narażonych na uraz,
- dodatkowe zabezpieczenie tworzy pas spinający łuski,
- przewiewna tkanina regulująca ciepłotę ciała,
- lekka konstrukcja i umiarkowana stabilizacja nie zaburza motoryki chodu.

Działanie:

- ukształtowanie łusek pod kątem 60° zabezpiecza przez najczęstszymi urazami w przypadku skręceń (uszkodzenie torebki oraz więzadeł pobocznych stawu skokowego),
- orteza zapewnia szczególną ochronę przed skręceniami stawu skokowego, nie ograniczając zgięcia podszewowego i grzbietowego stopy.

Rozmiar	Rozmiar obuwia	Kod produktu	
		Lewa	Prawa
S	35-38	02TSL	02TSR
M	39-42	02TML	02TMR
L	43-47	02TLL	02TLR

Stabilizator stawu skokowego AirSport (02M)

NFZ: H.01.01

AIRCAST

Stabilizator łączący optymalne zabezpieczenie przed urazami oraz wysoki komfort użytkowania. Posiada wyprofilowane łuski usztywniające oraz obszywane poduszki powietrzne tworzące masujący ucisk. Dodatkową kompresję i stabilizację zapewnia specjalny pasek umieszczany wokół ścięgna Achillesa.

Stabilizator zakłada się w łatwy i szybki sposób, wsuwając go na stopę jak skarpetkę. Przeznaczony do leczenia urazów dla osób aktywnych.



Wskazania:

- skręcenia, zwichnięcia i złamania w obrębie kostki,
- profilaktyka,
- przewlekła niestabilność więzadeł,
- stabilizacja i leczenie czynnościowe urazów stawu skokowego.

Cechy:

- anatomicznie profilowane łuski od wewnątrz posiadają dwukomorowy system poduszek powietrznych: Duplex Aircell System,
- tkanina okrywająca z dwóch stron panele zapewnia wysoki komfort użytkowania,
- elastyczny pasek tylny wraz z osłoną oplatającą stopę stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed supinacją oraz zapobiega przemieszczaniu się stabilizatora podczas ruchu,
- bardzo mocna stabilizacja obejmująca tylko miejsce urazu,
- wyjątkowa konstrukcja stabilizatora przejmując funkcję uszkodzonych więzadeł.

Działanie:

- zabezpiecza przed ruchami skrętnymi stopy,
- wspomaga redukcję obrzęku, przyspieszając proces rehabilitacji,
- zapewnia szybszy powrót do aktywności ruchowej.

Rozmiar	Rozmiar obuwia	Kod produktu	
		Lewa	Prawa
XS	30-34	02MXSL	02MXSR
S	35-38	02MSL	02MSR
M	39-42	02MML	02MMR
L	43-47	02MLL	02MLR
XL	>47	02MXLL	02MXLR

Orteza stawu skokowego ActyFoot

NFZ: H.01.01

AIRCAST



Rozmiar	Obwód wokół pięty	Rozmiar buta
Small	< 30 cm	<38
Medium	30 - 34 cm	38 - 43
Large	> 34 cm	> 43



Wskazania:

ActyFoot jest przeznaczony do zapewnienia wsparcia, stabilizacji i częściowego unieruchomienia (ograniczenia ruchu) stawu skokowego.

- Ostre urazy więzadeł bocznych
- Ostre zwichnięcia stawu skokowego i zerwania więzadeł
- Zapobieganie dalszym urazom w przedoperacyjnej przewlekłej niestabilności stawu skokowego
- Ochrona stawu skokowego
- Funkcjonalna rehabilitacja urazów stawu skokowego

Cechy:

- zdejmowana, półsztywna podpora boczna pomaga zapewnić dodatkowe wsparcie i ochronę poprzez ograniczenie inwersji stawu skokowego (skręcenie boczne),
- pasek na przednią część stopy umożliwia użytkownikowi dostosowanie poziomu kompresji w zależności od potrzeb w celu zmniejszenia obrzęku,
- regulowany pasek na łydkę z elastycznymi i nieelastycznymi częściami zapewnia dodatkową stabilność w stawie skokowym,
- pasek krzyżowy, nieelastyczna taśma ukośna dodatkowo pomaga ustabilizować staw skokowy i zapobiega supinacji stopy,
- półsztywna podstawa stopy zwiększa kontrolę nad stawem skokowym bez ograniczania zgięcia podeszwowego lub grzbietowego,
- symbole mocowań na taśmach prowadzą użytkownika i ułatwiają zakładanie ortezy,
- lekka, ergonomiczna anatomicznie ukształtowana przy użyciu lekkich materiałów, aby pomóc wyeliminować punkty nacisku i zapewnić większy komfort,
- smukła konstrukcja pasuje do większości tradycyjnych butów sportowych lub może być noszona na skarpecie dla dodatkowego komfortu, niski profil, cienkie paski i trwałe materiały zapewniają wygodne dopasowanie.

Orteza stawu skokowego ActyLight®

NFZ: H.01.01

DONJOY®



Rozmiar	Rozmiar obuwia	Obwód wokół pięty
XS	32 - 36 cm	≤ 27 cm
S	36 - 39 cm	27 - 30 cm
M	39 - 43 cm	30 - 34 cm
L	43 - 47 cm	≥ 34 cm

Wskazania:

- wstępne leczenie przewlekłych niestabilności stawu skokowego,
- łagodne do umiarkowanych skręcenie więzadła boczne,
- powrót do sportu, zapobieganie ponownym kontuzjom,
- niestabilność więzadeł.

Cechy:

- konstrukcja typu step-in ułatwia szybkie i łatwe zakładanie i zdejmowanie ortezy,
- bezpieczny mechanizm blokujący sznurówki umożliwia precyzyjne dokręcenie, pomaga utrzymywać dopasowanie oraz pozwala na szybkie rozsznurowanie,
- siateczka w przedniej części stopy oraz kekkie, oddychające tkaniny pomagają stopie zachować chłód i suchość,
- paski dociągowe umożliwiają kontrolę inwersji/ewersji,
- dwustronne, anatomicznie wyprofilowane, i wyjmowane boczne stalki zapewniają dodatkową stabilność,
- wygodnie mieści się w butach sportowych pozwalając pacjentom pozostać aktywnymi,
- modułowa konstrukcja poprzez możliwość usunięcia bocznych stalek oznacza wsparcie zarówno w ostrej lub przewlekłej niestabilności stawu skokowego.

Orteza stawu skokowego Comfortia Ankle

NFZ: H.01.01

COMFORTIA



Rozmiar	Obwód nad kostką
S	16,5 - 19 cm
M	19 - 22,5 cm
L	22,5 - 25,5 cm
XL	25,5 - 28,5 cm
XXL	28,5 - 31,5 cm

Obwód mierzony nad kostką

Wskazania:

- przy ostrym skręceniu lub przewlekłej niestabilności stawu skokowego,
- przewlekła niestabilność więzadeł,
- doleczenie po zastosowaniu opatrunku gipsowego,
- profilaktyka.

Cechy:

- stabilizator z drutem stalowym zapewnia stabilność kostki w części przysródkowej i bocznej,
- połączenie bocznych stabilizatorów stalowych, elastycznych pasków, siateczki Air Mesh, zapewniają stabilizację i lepsze dopasowanie,
- siateczka Air Mesh umożliwia wymianę powietrza i odpowiedni ucisk, aby przyspieszyć krążenie krwi w organizmie,
- elastyczny pasek z zapięciem i stabilizator zabezpieczają staw skokowy przy odwróceniu i nawróceniu,
- wiązanie z regulowanym zapięciem elastycznym ściśle dopasowuje się do kostki,
- sugerowane jest dopasowanie sportowych skarpet i sznurowanych butów, co zapewni komfortowe wsparcie i stabilizację,
- uniwersalna konstrukcja może być zastosowana na lewą oraz prawą kończynę.

Stabilizator stawu skokowego AirLift (02P)

NFZ: H.01.01

AIRCAST

AirLift zachowuje najnowsze standardy w rehabilitacji przy dysfunkcji ścięgna piszczelowego tylnego drugiego stopnia, gdzie tyłostopie pozostaje giętkie. Zdecydowana większość pacjentów z tą dysfunkcją powinna być leczona zachowawczo, stosując ortezę AirLift. Skuteczność tej ortezy potwierdzają badania przeprowadzone między innymi przez Bena Burstona i Andrew Kelly'ego. Opracowanie pod tytułem „Radiograficzna analiza dysfunkcji ścięgna piszczelowego tylnego przy stosowaniu ortezy u osób dorosłych z nabytym płaskostopiem” zostało przedstawione na konferencji BOA w 2008 roku. Wnioski tej pracy wskazują, że orteza AirLift to skuteczne urządzenie podnoszące zapadnięty łuk podłużny przysródkowy u pacjentów z dysfunkcją ścięgna piszczelowego tylnego. Działa poprzez podniesienie kości skokowej i zredukowanie jej nadwichnięcia, dlatego następuje zmniejszenie rozbieżności skokowo-piętowej. Urządzenie jest dobrze tolerowane przez pacjentów (1). Pozytywny wpływ na kinematykę stopy w dysfunkcji ścięgna piszczelowego tylnego PTTD II potwierdzają także badania, w których stwierdzono, że poduszka powietrza w ortezie AirLift jest skuteczna w przypadku obniżania wielkości ewersji tyłostopia obserwowanej u osób z dysfunkcją II stopnia, a dodatkowo pozostałe elementy konstrukcji ortezy jak kłapka na kostkę wzmacniają pozytywny wynik kliniczny (2).



Wskazania:

- zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego,
- płaskostopie nabyte,
- zapalenie powięzi podeszwy,
- ostrogi piętowe występujące w okolicach wysklepienia podłużnego.

Cechy:

- dwie wyprofilowane pneumatyczne łuski zapewniające stabilizację stawu skokowego wraz z masażem limfatycznym,
- opatentowana poduszka powietrzna umiejscowiona pod łukiem stopy posiada możliwość dopompowania i podniesienia łuku do poziomu zbliżonego do naturalnego,
- łagodna miękka poduszka powietrzna łagodzi bóle wynikające z powstawania ostróg piętowych w okolicach łuku stopy.

Działanie:

- opatentowany system pompowanej poduszki powietrznej znajdującej się pod łukiem stopy umożliwia podniesienie go oraz utrzymanie na odpowiednim dla pacjenta poziomie,
- wyprofilowane pneumatyczne łuski stabilizują staw skokowy, niwelując ewentualny obrzęk.

1. Ben Burston, Andrew Kelly: Przedstawiono na konferencji British Orthopaedic Association, 2008, Musgrove Park Hospital, Taunton, Wielka Brytania
2. Neville, Flemister, Houck: Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, wolumen 39, Nr 3, str. 201-209, 2009, Upstate Medical University w Syracuse oraz University of Rochester Medical Center w Rochester – Nowy Jork - USA

Skonstruowany dla zapewnienia podparcia i stabilizacji przy dysfunkcji ścięgna piszczelowego tylnego lub płaskostopia nabytego. Regulowana komora powietrzna umieszczona pod łukiem stopy bezpiecznie podnosi i utrzymuje łuk w bardziej naturalnym położeniu. Anatomicznie wyprofilowane łuski pomagają we właściwym ułożeniu stawu skokowego oraz zapewniają optymalną stabilizację.

Opaska na ścięgno Achillesa AirHeel (09A)

NFZ: H.01.01

AIRCAST

Opaska posiada system dwóch połączonych ze sobą poduszek pneumatycznych. Komory powietrzne umieszczone pod łukiem stopy i w obszarze pięty przemieszczają powietrze przy każdym kroku, tworząc pulsujący ucisk, który redukuje obrzęk i poprawia krążenie. Wykonana z lekkiej tkaniny neoprenowej. Wsuwana na nogę jak skarpetka, dopasowywana za pomocą pojedynczego paska. Uniwersalna na prawą i lewą kończynę.



Rozmiar	Rozmiar obuwia	Kod produktu
S	≤38	09A-S
M	39-42	09A-M
L	>42	09A-L

Wskazania:


- rehabilitacja i redukcja obrzęku po rekonstrukcji ścięgna Achillesa,
- zapalenie ścięgna Achillesa,
- bóle piętowe,
- ostrogi piętowe występujące nad piętą w okolicach ścięgna Achillesa.

Cechy:

- system poduszek pneumatycznych,
- bardzo cienka opaska daje możliwość zastosowania jej do każdego rodzaju buta,
- pasuje na prawą i lewą stopę.

Działanie:

- każde postawienie stopy na podłożu powoduje przetaczanie powietrza do komór znajdujących się po obu stronach ścięgna Achillesa, co powoduje pulsacyjny masaż,
- aktywnie wspomaga redukcję obrzęku,
- poprawia ukrwienie tkanek miękkich.



Orteza unieruchamiająca staw skokowy Fusiolight

NFZ: H.01.01

DONJOY



Rozmiar	Wysokość ortozy	Wzrost
S	17 cm	dla dzieci
M	23 cm	< 1,65 m
L	25,5 cm	> 1,65 m

Rozmiar S dostępny tylko w kolorze zielonym.

Wskazania:

- łagodne i umiarkowane skręcenia kostki (I i II stopnia),
- przewlekła niestabilność kostki,
- stosowana po urazach i w rehabilitacji.

Cechy:

- otwarta konstrukcja łuski zapewnia lekkość z optymalnym wsparciem stawu,
- wyprofilowane anatomicznie łuski ułatwiają dopasowanie ortozy do stawu skokowego,
- zapobiega skręceniu kostki w mechanizmie inwersji/ewersji stawu skokowego,
- piankowa wyściółka łuski chroni kostkę przed uderzeniami i zmniejsza nacisk na bolesne obszary,
- silikonowe wkładki umieszczone w łusce zapewniają kompresję,
- wyściółka wykonana z oddychającego i antybakteryjnego materiału Thermo-Tex™,
- podwójne paski na rzep ułatwiają założenie i dopasowanie,
- bez lateksu,
- pasuje na prawą i lewą kostkę.



ODDYCHANIE



POCHŁANIANIE
WILGOCI



SZYBKE
WYSYCHANIE



WŁAŚCIWOŚCI
ANTY-
BAKTERYJNE



NEUTRALIZACJA
ZAPACHÓW

Orteza unieruchamiająca staw skokowy Air-Stirrup II (02V)

NFZ: H.01.01

AIRCAST



Rozmiar	Wzrost pacjenta	Długość ortozy	Kod produktu	
			Lewa	Prawa
S	< 157 cm	21,6 cm	02VSL	02VSR
M	157-167 cm	23,5 cm	02VML	02VMR
L	>167 cm	26,6 cm	02VLL	02VLR

Wskazania:


- stabilizacja i leczenie czynnościowe urazów stawu skokowego: skręcenia, zwichnięcia, złamania kostek (alternatywa opatrunku gipsowego),
- stopa koślawca,
- ostre urazy torebek i więzadeł stawowych,
- rehabilitacja pooperacyjna,
- pourazowe obrzęki stawu skokowego.



System
zapięcia
oczkowego



Układ
pasków



Miękka
wyściółka



Ikona
stopy



Wyprofilowane łuski



Cechy:

- System zapięcia oczkowego. Opatentowane, wyprofilowane zamknięcie oczkowe zapewnia trwałość oraz stabilne dopasowanie.
- Układ pasków ułatwiający zakładanie. Paski przechodzą przez wąskie otwory, dzięki czemu nie wiszą luźno i łatwo je dopasować.
- Oddychająca miękka wyściółka. Poduszki powietrzne Duplex™ są obszyte miękką okładziną w postaci siatki w celu uzyskania większego komfortu i przepuszczalności powietrza.
- System Duplex™ z fabrycznie napompowanymi poduszkami powietrznymi redukuje obrzęk i poprawia krążenie oraz przyspiesza leczenie urazu.
- Wyprofilowanie łusek do kształtu kostki. Nowoczesna stylistyka harmonizuje z anatomicznie wyprofilowaną konstrukcją. Mocniejsza dolna część łuski zapewnia dodatkową stabilizację i ochronę stawu skokowego. Górna część łuski jest bardziej elastyczna dla zwiększenia wygody podczas noszenia.
- Ikona stopy ułatwia prawidłowe założenie ortozy na prawą lub lewą stopę.

Działanie:

- ogranicza ruchy nawracania i odwracania stopy,
- opatentowany system pneumatyczny wspomaga redukcję obrzęku,
- stabilizuje boczne i przyśrodkowe więzadła stawu skokowego,
- mocno stabilizuje i zabezpiecza przed pronacją i supinacją stopy.

Orteza unieruchamiająca staw skokowy
Air-Stirrup (02A, B, C, D, J)

NFZ: H.01.01AIRCAS

Ortezy Air-Stirrup posiadają anatomicznie zaprojektowane łuski połączone z opatentowanym systemem komór powietrznych Duplex™. Zintegrowane poduszki przemieszczają powietrze podczas stawiania kroku, tworząc pulsujący ucisk oraz poprawiając krążenie krwi. Działanie to sprzyja efektywnej redukcji obrzęku oraz wspomaga proces rehabilitacji. Komory powietrzne zostały fabrycznie napompowane, aby zachować optymalną kompresję i stabilizację stawu.



Rozmiar	Wzrost pacjenta	Kod produktu	
		Lewa	Prawa
S – Mała	< 157 cm	02CL	02CR
M – Trening	157-167 cm	02BL	02BR
L – Standard	>167 cm	02AL	02AR
XS – Dziecięca	Małe dzieci	02JL	02JR
Profilaktyczna	Długość ortezy: 23 cm, dzięki węższej konstrukcji kostka pokryta jest w mniejszym stopniu.	02DL	02DR

- Wskazania:**
- stabilizacja i leczenie urazów stawu skokowego: skręcenia, zwichnięcia, złamania kostek (alternatywa opatrunku gipsowego),
 - stopa koślawca,
 - ostre urazy torebek i więzadeł stawowych,
 - rehabilitacja pooperacyjna,
 - pourazowe obrzęki stawu skokowego.

- Cechy:**
- wyprofilowane łuski dostosowane do anatomii stawu skokowego umożliwiają dokładne dopasowanie stabilizatora do występującego obrzęku,
 - opatentowany system komór powietrznych Duplex™ przyspiesza redukcję obrzęku dzięki powstawaniu masującego ucisku w kierunku dosercowym,
 - regulowana podpiętka z ikoną stopy umożliwia odpowiednie dopasowanie do szerokości stopy pacjenta,
 - nie ogranicza zgięcia podeszwowego i grzbietowego stopy zgodnie z zasadą leczenia czynnościowego.

- Działanie:**
- ogranicza ruchy nawracania i odwracania stopy,
 - opatentowany system pneumatyczny wspomaga redukcję obrzęku,
 - stabilizuje boczne i przyśrodkowe więzadła stawu skokowego,
 - mocno stabilizuje i zabezpiecza przed pronacją i supinacją stopy.

Zawiasowy stabilizator stawu skokowego i stopy
Velocity

NFZ: H.01.01DONJOY

Stabilizator DonJoy Velocity jest bardzo lekki oraz posiada niski profil, dzięki czemu idealnie zmieści się do obuwia, stabilizując kostkę, jednak nie krępując ruchów.



Rozmiar	Rozmiar obuwia
S	38-41
M	42-46
L	> 46

- Wskazania:**
- skręcenia, zwichnięcia, złamania w obrębie kostki,
 - profilaktyka,
 - przewlekła niestabilność,
 - stabilizacja i leczenie czynnościowe urazów stawu skokowego.

- Cechy:**
- zapobiega nieprawidłowym ruchom pronacji i supinacji,
 - nie ogranicza ruchów grzbietowych i podeszwowych,
 - technologia R3 (Rapid-Rigid-Ratcheted) Technology™ (Szybki-Sztwywny-Samoblokujący),
 - idealny do stosowania w obuwiu sportowym,
 - najwyższy poziom kontroli, dopasowania i stabilizacji.

Dostępne modele: Velocity ES, Velocity ES/WIDE, Velocity MS
Dostępny na prawą i lewą stopę

- Opis modelu:**
- Velocity ES – 2 paski dociągowe
 - Velocity ES/WIDE – 2 paski dociągowe („poszerzona tyłka”)
 - Velocity MS – 1 pasek dociągowy



Orteza-stabilizator stawu skokowego
Stabilizing Speed Pro

NFZ: H.01.01DONJOY

Zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby wymagających sportowców. System szybkiego wiązania sprawia, że zakładanie ortezy jest wyjątkowo łatwe.



Rozmiar stabilizatora	Obwód stopy
XXS	23-25 cm
XS	25-28 cm
S	28-30 cm
M	30-33 cm
L	33-36 cm
XL	36-38 cm
XXL	38-41 cm
XXXL	41-43 cm

- Wskazania:**
- przewlekła niestabilność i/lub skręcenia stawu skokowego,
 - profilaktyka.
- Cechy:**
- nowa konstrukcja pasuje do wszystkich rodzajów obuwia sportowego,
 - wyjmowane elementy usztywniające zapewniają dodatkową stabilizację,
 - nierozciągliwe paski układające się w kształcie ósemki chronią staw skokowy przed skręceniem w mechanizmie inwersji i ewersji,
 - wykonana z bardzo wytrzymałego nylonu balistycznego,
 - pasuje na prawą i lewą stopę.



Orteza stopowo-goleniowa
XcelTrax, XcelTrax Ankle

NFZ: H.01.01PROCARE

Lekka konstrukcja oraz wyprofilowany szkielet ortezy pozwalają modyfikować siłę nacisku na miejsce urazu zarówno w obrębie kostki, jak i podudzia. Anatomiczna konstrukcja rozpórek pozwala na dopasowanie ortezy do nogi.



Rozmiar	Rozmiar obuwia
XS	< 36
S	36 – 39
M	40 – 44
L	44 – 46
XL	> 46

- Wskazania:**
- skręcenia stawu skokowego,
 - urazy w obrębie stopy,
 - doleczenie złamań,
 - pooperacyjnie.
- Cechy:**
- szeroka bezkrawędziowa konstrukcja podeszwy,
 - niski profil podeszwy nie zakłóca wzorca chodu,
 - dodatkowa wkładka w okotopiętowej części podeszwy redukuje wstrząsy.

Dostępne w wersji:

- długiej XcelTrax,
- krótkiej XcelTrax Ankle.



Orteza stopowo-goleniowa Comfortia Walker Kids

NFZ: H.01.01

COMFORTIA



Rozmiar	Długość stopy	Wiek dziecka
S	do 15 cm	1 – 2,5 lat
M	15 – 17,5 cm	2,5 – 5 lat
L	17,5 – 20 cm	5 – 8 lat

Wskazania:

- przy urazach tkanek miękkich,
- przy zwichnięciach stopy,
- przy stabilnych złamaniach,
- pooperacyjnie, w urazach chirurgicznych lub podczas rehabilitacji,
- zaprojektowana dla pacjentów pediatrycznych,
- alternatywa dla tradycyjnych ciężkich opatrunków gipsowych.

Cechy:

- lekka konstrukcja uzyskana dzięki formowanej wtryskowo ramie, lekkiej piance PU oraz nylonowej tkaninie,
- paski na rzepy umożliwiają lepsze dopasowanie do kończyny i wzmacniają stabilizację,
- formowana wtryskowo, szeroka i wyprofilowana podeszwa z powierzchnią antypoślizgową, nie zaburza wzorca chodu oraz zapewnia lepszą przyczepność,
- dodatkowe wkładki amortyzują niewygodne punkty nacisku, zwiększając komfort noszenia,
- wyściółka z pianki PU o wysokiej gęstości ułatwia zachowanie stabilności kończyny i zapewnia wygodę oraz komfort,
- kształt języka amortyzuje niewygodny ucisk podczas chodzenia.

Orteza stawu skokowego MiniTrax

NFZ: H.01.01

PROCARE



Rozmiar	Wiek lat	Dł. stopy	Dł. nogi
S	1 – 2,5	<15 cm	< 23 cm
M	2,5 – 5	15-17,5 cm	< 28 cm
L	5 – 8	17,5-20 cm	< 36 cm

Wskazania:

- od łagodnych do ciężkich urazów stopy i stawu skokowego.

Cechy:

- lekka i prosta konstrukcja ułatwia dopasowanie,
- niskoprofilowana antypoślizgowa podeszwa nie zaburza wzorca chodu.



LARGE



MEDIUM



SMALL

ORTEZA SZTYWNA NA GOLEŃ I STOPE Z KOMORĄ PNEUMATYCZNĄ STABILIZUJĄCĄ URAZY W OKOLICY ŚRÓDSTOPIA

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
H.01.02	Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną stabilizującą urazy w okolicy śródstopia	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	300 zł
		10% dorośli	300 zł

Orteza stopowo-goleniowa XcelTrax Air, XcelTrax Air Ankle

NFZ: H.01.02

PROCARE

Lekka konstrukcja oraz wyprofilowany szkielet ortezy pozwalają modyfikować siłę nacisku na miejsce urazu zarówno w obrębie kostki, jak i podudzia. Anatomiczna konstrukcja rozpórek pozwala na dopasowanie ortezy do nogi. Wbudowana pompka umożliwia nadmuchanie i dopasowanie pneumatycznej wkładki do nogi pacjenta. But posiada zewnętrzną podeszwę absorbującą wstrząsy, co pomaga zmniejszyć siły działające na piętę podczas chodzenia, minimalizując bóle w stawach i w miejscu urazu. Dostępna w pięciu rozmiarach.



Rozmiar	Rozmiar obuwia
XS	< 36
S	36 – 39
M	40 – 44
L	44 – 46
XL	> 46

Wskazania:

- wspomaganie procesu leczenia urazów stopy i stawu skokowego w stopniu od łagodnego do ostrego.

Cechy:

- lekka konstrukcja oraz unikalny, wyprofilowany i ergonomiczny szkielet pozwalają modyfikować siłę nacisku na miejsce urazu zarówno w obrębie kostki, jak i podudzia,
- anatomiczna konstrukcja rozpórek pomieści nogę każdej wielkości,
- wbudowana pompka pozwala na nadmuchanie i dopasowanie pneumatycznej wkładki,
- zewnętrzna podeszwa absorbująca wstrząsy pomaga zmniejszyć siły działające na piętę podczas chodzenia, co minimalizuje ból w stawach i w miejscu urazu,
- pozbawiona krawędzi podeszwa ortezy XcelTrax dopasowuje się do indywidualnego sposobu chodzenia pacjenta. Konstrukcja podeszwy, szersza wkładka i dyskretne pogrubienie podeszwy pomagają uzyskać wzorzec chodu.

Dostępne w wersji:

- długiej XcelTrax Air,
- krótkiej XcelTrax Air Ankle.

ORTEZA SZTYWNA NA GOLEŃ I STOPE Z MINIMUM DWIEMA KOMORAMI PNEUMATYCZNYMI POZYCJONUJĄCYMI STAW SKOKOWY

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
H.01.03	Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi pozycjonującymi staw skokowy	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	350 zł
		10% dorośli	350 zł

Orteza stopowo-goleniowa
AirSelect Elite 01EP

NFZ: H.01.03

AIRCAST®

Orteza AirSelect Elite Aircast 01EP alternatywa dla klasycznego opatrunku gipsowego. Przeznaczona jest dla osób po urazach stawu skokowego oraz złamaniach kości w obrębie stopy. Niekiedy stosowana jest również u pacjentów po operacjach. Nadaje się do codziennego, wielogodzinnego użytkowania.



Rozmiar	Rozmiar obuwia	Kod produktu
XS	≤ 35,5	01EP-XS
S	35,5 – 39,5	01EP-S
M	39,5 – 43	01EP-M
L	43 – 47	01EP-L
XL	> 47	01EP-XL



Wskazania:

- skręcenie stawu skokowego w fazie ostrej, zerwanie od strony bocznej więzadła skokowo-strzałkowego przedniego lub tylnego, piętowo-strzałkowego, uszkodzenia więzadła trójkątnego od strony przyśrodkowej, wysokie skręcenie stawu skokowego,
- doleczanie po stabilnych złamaniach nasady dalszej kości piszczelowej i strzałkowej,
- doleczanie po operacjach na tkankach miękkich stopy i stawu skokowego,
- złamania w obrębie śródstopia, pęknięcia kości stępu, kości piętowej, kości śródstopia,
- stany pooperacyjne stopy i stawu skokowego,
- zwichnięcie stawu skokowego,
- w działaniu przeciwobrzękowym.

Cechy:

- trwała, półsztywna konstrukcja buta zapewnia optymalną stabilizację,
- czterokomorowy system powietrzny zapewniający masujący ucisk w celu szybszego zmniejszenia obrzęku,
- wbudowany system nadmuchiwania ułatwiający użytkowanie,
- technologia SoftStrike (wypełniona powietrzem podeszwa) amortyzuje i rozprasza wstrząsy podczas chodzenia,
- gumowa, lekka podeszwa kołyskowa zapobiega poślizgnięciu oraz wymusza naturalny chód,
- bawełniana skarpeta fabrycznie zapakowana (możliwość zamówienia dodatkowej skarpety – kod produktu: 0129A).

Działanie:

- przemieszczające się w komorach powietrze powoduje masaż limfatyczny wspomagający redukcję obrzęku,
- w pełni sztywna konstrukcja zapewnia ochronę przed urazami mechanicznymi,
- proces leczenia przebiega zgodnie z zasadą leczenia czynnościowego (kontrolowany ruch i obciążenie kończyny),
- zapobiega powikłaniom powstającym przy zastosowaniu tradycyjnego opatrunku gipsowego,
- znacząco przyspiesza proces rehabilitacji.



Technologia SoftStrike (wypełniona powietrzem podeszwa) amortyzuje i rozprasza wstrząsy podczas chodzenia

Gumowa, lekka podeszwa kołyskowa zapobiega poślizgnięciu oraz wymusza naturalny chód

Orteza stopowo-goleniowa Achilles Walker. AirSelect
Elite 01 EP + Heel Wedge 01 K

NFZ: H.01.03

AIRCAST®

Zaprojektowana do leczenia pooperacyjnego przy rekonstrukcji ścięgna Achillesa. Orteza może zostać dopasowana natychmiast po operacji. Wykorzystuje system komór powietrznych do stabilizacji stawu oraz redukcji obrzęku. Zestaw zawiera ortezę AirSelect Elite oraz pięć podkładek podpierających piętę w różnych rozmiarach na prawą i lewą nogę. Dodanie trzech podkładek Heel Wedge 01K pozwala uzyskać podniesienie pięty o kąt 22°. Dwie podkładki unoszą piętę do poziomu 16°, a jedna podkładka to 10°.



Rozmiar	Rozmiar obuwia	Kod produktu
S	35,5 – 39,5	01EP-S + 01KS-L/R
M	39,5 – 43	01EP-M + 01KM-L/R
L	43 – 47	01EP-L + 01KL-L/R
XL	> 47	01EP-XL + 01KXL-L/R

Wskazania:

- pooperacyjne leczenie rekonstrukcji ścięgna Achillesa,
- odciążenie ścięgna Achillesa w przypadku naderwania lub zapalenia,
- w działaniu przeciwobrzękowym.

Cechy:

- lekka i półsztywna konstrukcja zapewnia optymalną stabilizację chorej kończyny,
- czterokomorowy system powietrzny,
- indywidualna regulacja kompresji komór powietrznych przy zastosowaniu ręcznej pompki,
- posiada otwory w obudowie w celu zapewnienia wentylacji kończyny,
- miękką, profilowaną podeszwę amortyzuje wstrząsy oraz zapewnia prawidłowe przetoczenie stopy, zapobiegając zaniknięciu prawidłowego wzoru chodzenia.

Działanie:

- wyprofilowane podpiętki podnoszą piętę oraz umożliwiają ustawienie końskiej stopy w celu uniknięcia jej rotacji,
- możliwość stopniowego rozciągania ścięgna Achillesa poprzez stopniowe wyciąganie kolejnych podpiętek,
- przemieszczające się w komorach powietrze powoduje masaż limfatyczny wspomagający redukcję obrzęku,
- w pełni sztywna konstrukcja zapewnia ochronę przed urazami mechanicznymi,
- zapobiega powikłaniom powstającym przy zastosowaniu tradycyjnego opatrunku gipsowego,
- znacząco przyspiesza proces rehabilitacji.

Orteza stopowo-goleniowa
AirSelect Standard 01EF

NFZ: H.01.03

AIRCAST®



Rozmiar	Rozmiar obuwia	Kod produktu
XS	≤ 35,5	01EF-XS
S	35,5 – 39,5	01EF-S
M	39,5 – 43	01EF-M
L	43 – 47	01EF-L
XL	> 47	01EF-XL

Wskazania:

- stabilne złamanie stopy i/lub kostki,
- poważne skręcenie stawu skokowego,
- doleczanie po stabilnych złamaniach nasady dalszej kości piszczelowej i strzałkowej,
- doleczanie po operacjach na tkankach miękkich stopy i stawu skokowego,
- pęknięcia kości stępu, kości piętowej, kości śródstopia,
- zwichnięcie stawu skokowego.

Cechy:

- trwała, półsztywna konstrukcja buta zapewnia optymalną stabilizację,
- dwukomorowy system powietrzny zapewnia masujący ucisk w celu szybszego zmniejszenia obrzęku,
- wbudowany system nadmuchiwania ułatwiający użytkowanie,
- technologia SoftStrike (wypełniona powietrzem podeszwa) amortyzuje i rozprasza wstrząsy podczas chodzenia,
- gumowa, lekka, kołyskowa podeszwa zapobiega poślizgnięciu oraz wymusza naturalny chód,
- nie zawiera skarpety fabrycznie zapakowanej (możliwość zamówienia – kod produktu: 0129A).

Krótką orteza stopowo-goleniowa AirSelect Short 01ES

NFZ: H.01.03

AIRCAST

Dzięki okładzinie piankowej i komorom powietrznym orteza stopy zapewnia wygodne chodzenie i skuteczną redukcję obrzęku. Orteza AirSelect Short 01ES zawiera wbudowaną pompkę do dopasowania ucisku komór powietrznych. Orteza pasuje na prawą i lewą nogę.



Wskazania:

- złamania śródstopia,
- złamanie zmęczeniowe i stabilne złamanie stopy,
- bunionectomia (chirurgiczne usunięcie nadmiaru tkanki kostnej w okolicy bocznej w stawie śródstopno-paliczkowym), hallux valgus (paluch koślawy),
- urazy tkanek miękkich,
- skręcenia stawu skokowego III i IV stopnia.

Cechy:

- lekka i półsztywna konstrukcja zapewnia optymalną stabilizację,
- indywidualna regulacja kompresji komór powietrznych za pomocą zintegrowanej pompki,
- miękka wyprofilowana podeszwa amortyzuje wstrząsy, zapewnia prawidłowe, przetoczenie stopy, zapobiegając zanikaniu prawidłowego wzorca chodu.



Rozmiar	Rozmiar obuwia	Kod produktu
XS	≤ 35,5	01ES-XS
S	35,5 – 39,5	01ES-S
M	39,5 – 43	01ES-M
L	43 – 47	01ES-L
XL	> 47	01ES-XL

Orteza stopowo-goleniowa dla diabetyków XP Diabetic Walker 01PD

NFZ: H.01.03

AIRCAST

Zaprojektowana specjalnie do realizacji potrzeb pacjentów z cukrzycą. Orteza posiada grubszą podeszwę oraz dwie podkładki wewnętrzne o odpowiedniej konsystencji materiału. Zestaw ten umożliwia odciążenie kończyny oraz zredukowanie punktów nacisku na podeszwę stopy. Optymalną stabilizację zapewnia czterekomorowy system poduszek powietrznych dopasowywany do indywidualnych potrzeb pacjenta za pomocą pompki ręcznej. Uniwersalna – pasuje na prawą i lewą nogę u większości dorosłych pacjentów.



Wskazania:

- stopa cukrzycowa,
- owrzodzenie kostki, palucha lub pięty,
- działanie przeciwozrękowe.

Cechy:

- czterekomorowy system powietrzny,
- posiada podkładki pod całą stopę chroniące przed owrzodzeniami,
- zawiera pompkę z ciśnieniomierzem w celu ustawienia odpowiedniego ciśnienia w każdej komorze pneumatycznej,
- lekka i półsztywna konstrukcja zapewnia optymalną stabilizację chorej kończyny,
- posiada otwory w obudowie w celu zapewnienia wentylacji kończyny,
- miękka, wyprofilowana podeszwa amortyzuje wstrząsy oraz zapewnia prawidłowe przetoczenie stopy, zapobiegając zaniknięciu prawidłowego wzorca chodu.

Działanie:

- łagodzi stany bólowe przy owrzodzeniach podeszwy stopy,
- przemieszczające się w komorach powietrze powoduje masaż limfatyczny wspomagający redukcję obrzęku,
- sztywna konstrukcja zapewnia ochronę przed urazami mechanicznymi,
- zapobiega powstawaniu powikłań powstających przy zastosowaniu tradycyjnego opatrunku gipsowego,
- znacząco przyspiesza proces rehabilitacji.

Możliwość zamówienia:

- dodatkowej pompki (kod 01PG),
- zestawu wkładka + skarpeta (kod 01PI).

Rozmiar	Rozmiar obuwia	Kod produktu
S	35 – 38	01PD-S
M	39 – 42	01PD-M
L	> 42	01PD-L
XL	> 47	01PD-XL

But pooperacyjny Squared Toe

PROCARE

Wskazany dla pacjentów w trakcie leczenia palucha koślawego. Chroni opatrunek w trakcie rehabilitacji. Specjalna konstrukcja buta zapewnia wygodę i utrzymuje stopę we właściwej pozycji, a sztywna podeszwa dzięki swej budowie minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się i ułatwia chodzenie. Kolor czarny.



Rozmiar	Rozmiar obuwia
XS	< 37
S	37 – 39,5
M	40 – 42
L	42,5 – 46
XL	> 46

Wskazania:

- pooperacyjne leczenie palucha koślawego,
- deformacja palca i przypadki wymagające maksymalnego poziomu unieruchomienia i ochrony przodostopia.

Cechy:

- chroni opatrunek przed zabrudzeniami i pozwala na swobodny przepływ powietrza, zapewniając jednocześnie ochronę zgodną z wymogami procesu leczenia pooperacyjnego,
- dzięki konstrukcji zapewnia wygodę i komfort pacjenta,
- utrzymuje stopę we właściwej pozycji i pozwala na szybszy powrót do zdrowia, redukując obciążenia stopy,
- pomaga w rehabilitacji poprzez zapewnienie odpowiedniego podparcia i ograniczenie do minimum niekorzystnych ruchów stopy,
- sztywna podeszwa dzięki swej specjalnej budowie ułatwia chodzenie i zapobiega ryzyku poślizgnięcia się,
- pasuje na prawą i lewą stopę.



Obuwie na opatrunek gipsowy Rocker Cast Boot

PROCARE

Obuwie na opatrunek gipsowy. Powstał z myślą o osobach chodzących z opatrunkiem gipsowym. But ma antypoślizgową, kołyskową podeszwę i fason sandała. Wygodne zapięcia rzepowe z przodu i tyłu buta, zapewniają łatwe wkładanie i zdejmowanie buta z kontuzjowanej nogi.



Wskazania:

- wykorzystywane przy opatrunku gipsowym w złamaniach podudzia.

Cechy:

- antypoślizgowa kołyskowa podeszwa umożliwia bardziej naturalny chód,
- fason sandała przy zastosowaniu wytrzymałych materiałów,
- zapięcia na rzepy na przedniej części stopy i na pięcie zapewniają łatwe wkładanie i zdejmowanie buta,
- nie zawiera lateksu,
- dostępny również w wersji dziecięcej,
- pasuje na prawą i lewą stopę.



Dostępny również w wersji dla dzieci

Rozmiar	Długość stopy	Szerokość stopy	Kolor
Ped/3XS	11,4	6,4	Nadruk
Ped/2XS	14,0	7,6	Nadruk
XS	18,4	8,9	Czarny
S	23,5	10,8	Czarny
S/M	26,7	11,4	Czarny
M	27,9	12,1	Czarny
M/L	30,5	12,7	Czarny
L	31,8	13,3	Czarny
XL	34,3	15,2	Czarny

Pooperacyjny but na haluksy
Podalux II

DONJOY®



- Wskazania:**
- zastosowania pooperacyjne, po urazach stóp i palców stóp (np. hallux valgus),
 - utrzymuje stopy, palce i przodostopie w prawidłowej pozycji podczas rehabilitacji,
 - zapewnia pacjentom dodatkowe wsparcie i stabilizację.
- Cechy:**
- szeroka, solidna podeszwa antypoślizgowa zapewnia dodatkową stabilność,
 - zdejmowana, sztywna stółka podnó¿ka zapewnia dodatkow¹ sztywność i wsparcie łuku,
 - oddychająca podszewka wykonana z mikrowłókien,
 - dwa paski na rzep zapewniają wygodną regulację i odpowiednie dopasowanie,
 - dodatkowy nosek na palce w komplecie, aby w razie potrzeby zabezpieczyć but,
 - pasuje na praw¹ i lew¹ nogę.



Rozmiar	Rozmiar obuwia
S	35 – 36
M	37 – 38
L	39 – 40
XL	41 – 42
XXL	43 – 45
XXXL	46 – 48

Opaska podrzepakowa
Infrapatellar Band 08A-B

AIRCAST®

Aircast Opaska podrzepakowa [08A] posiada poduszkę powietrzną wewnątrz opaski, dzięki czemu łagodzi stany bólowe oraz zapobiega zapaleniu ścięgna. Opaska ma rozmiar uniwersalny (obwód opaski: 25-43 cm).



- Wskazania:**
- bóle rzepki,
 - patellagia (tzw. „kolano skoczka”),
 - zapalenie więzadła rzepki.
- Cechy:**
- pasek zaciskający umożliwia łatwe dopasowanie opaski,
 - zapewnia punktową kompresję skoncentrowaną na miejscu urazu,
 - posiada poduszkę powietrzną dającą elastyczny, stały nacisk na więzadła podrzepakowe.
- Działanie:**
- łagodzi stany bólowe,
 - zapobiega zapaleniu ścięgna.



Rozmiar	Obwód opaski
Uniwersalny	25 – 43 cm

Stabilizator elastyczny na staw skokowy
FortiLax™ Ankle

DONJOY®



- Wskazania:**
- stabilizacja i kompresja po ostrym i przewlekłym urazie stawu skokowego oraz w łagodnej chorobie zwyrodnieniowej stawu skokowego i stopy,
 - stymulacja proprioceptywna i nerwowo-mięśniowa poprzez kompresję,
 - profilaktyka urazów.
- Cechy:**
- dzianina z wielokierunkowej elastycznej tkaniny,
 - lekkość,
 - niski profil, łatwo mieści się w butcie,
 - stylowe, nowoczesne wzornictwo,
 - pasuje na lewą i praw¹ kostkę,
 - wyrób nie zawiera kauczuku naturalnego (lateksu),
 - łatwe do czyszczenia, można prać w pralce,
 - produkt dostępny w rozmiarze dziecięcym.

Rozmiar	Obwód kostki
0/Dziecięcy	17 – 18 cm
1	19 – 20 cm
2	21 – 22 cm
3	23 – 24 cm
4	25 – 26 cm
5	27 – 28 cm
6	29 – 30 cm



Stabilizator elastyczny na staw skokowy
MaloLax™

DONJOY®



- Wskazania:**
- stabilizacja i kompresja po ostrym i przewlekłym urazie stawu skokowego oraz w łagodnej chorobie zwyrodnieniowej stawu skokowego i stopy,
 - stymulacja proprioceptywna i nerwowo-mięśniowa poprzez kompresję,
 - profilaktyka urazów.
- Cechy:**
- dzianina z wielokierunkowej elastycznej tkaniny,
 - lekkość,
 - niski profil, łatwo mieści się w butcie,
 - stylowe, nowoczesne wzornictwo,
 - pasuje na lewą i praw¹ kostkę,
 - wyrób nie zawiera kauczuku naturalnego (lateksu),
 - łatwe do czyszczenia, można prać w pralce.

Rozmiar	Obwód kostki
1	19 – 20 cm
2	21 – 22 cm
3	23 – 24 cm
4	25 – 26 cm
5	27 – 28 cm
6	29 – 30 cm



Stabilizator elastyczny na staw skokowy

StrapiLax Ankle

DONJOY®



Rozmiar	Obwód kostki
0/Dzieci	17 – 18 cm
1	19 – 20 cm
2	21 – 22 cm
3	23 – 24 cm
4	25 – 26 cm
5	27 – 28 cm
6	29 – 30 cm

- Wskazania:**
- stabilizacja i kompresja po ostrym i przewlekłym urazie stawu skokowego oraz w łagodnej chorobie zwyrodnieniowej stawu skokowego i stopy,
 - stymulacja proprioceptywna i nerwowo-mięśniowa poprzez kompresję,
 - lekkie skręcenia i nadwyrężenia stawu skokowego (stopnia 1),
 - lekka niestabilność stawu skokowego,
 - profilaktyka urazów.

- Cechy:**
- dzianina z wielokierunkowej elastycznej tkaniny,
 - lekkość,
 - niski profil, łatwo mieści się w butcie,
 - stylowe, nowoczesne wzornictwo,
 - pasuje na lewą i prawą kostkę,
 - wyrób nie zawiera kauczuku naturalnego (lateksu),
 - łatwe do czyszczenia, można prać w pralce,
 - produkt dostępny w rozmiarze dziecięcym.



ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPE Z USZTYWNIENIEM GRZBIETOWYM,

STABILIZUJĄCA I PODTRZYMUJĄCA STOPE OD STRONY GRZBIETOWEJ

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
H.02.01	Orteza na opadającą stopę z usztywnieniem grzbietowym, stabilizująca i podtrzymująca stopę od strony grzbietowej	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	250 zł
		10% dorośli	250 zł

Podciąg na opadającą stopę

PodaLib

NFZ: H.02.01

AIRCAST®



Rozmiar	Obwód kostki	Wysokość obejmy stawu skok.
XS	13 – 19 cm	10 cm
S	13 – 20 cm	13 cm
M	20 – 27 cm	13 cm
L	27 – 34 cm	13 cm

- Wskazania:**
- zaburzenia neurologiczne lub paraliż mięśni unoszących stopę, skutkujące opadającą stopą,
 - wspomaga kompensację niedoboru masy mięśni unoszących stopę, a w niektórych przypadkach również mięśni strzałkowych,
 - wspomaga utrzymanie stopy pod kątem 90°,
 - zapobiega zaburzeniom równowagi bez ograniczania mobilności,
 - wspomaga prawidłowe przemieszczanie się.
- Cechy:**
- Klamry zamykające
 - pomagają wyregulować i utrzymać napięcie opasek elastycznych oraz kąta zgięcia stopy, po początkowym ustawieniu nie trzeba tego robić ponownie.
 - Obejma stawu skokowego
 - anatomiczny kształt, dopasowanie do nogi pacjenta, 2 miękkie podpory tylne utrzymują staw skokowy, wkładka piankowa w tylnej części zapewnia komfort i dodatkowo zabezpiecza okolice ścięgna Achillesa.
 - Regulowany pasek elastyczny
 - podwójny pasek z metalowym zaczepem, umożliwia regulację napięcia i poziomu korekcji, wspomaga utrzymanie stopy pod kątem 90°.
 - Metalowy zaczep
 - pasuje do obuwia ze sznurowadłami, klamrami, oczkami, mocowany do obejmy stopy w przypadku noszenia ortezy boso, w przypadku obuwia bez odpowiedniego punktu zaczepienia można go przytwierdzić za pomocą osobnego zestawu mocującego (płytką plastikowa + nit).
 - Obejma stopy
 - do pływania lub noszenia boso, możliwość dostosowania do szerokości przedstopia.

ActyToe™

AIRCAST®



Rozmiar	Rozmiar obuwia
S	< 36 cm
M	35 – 42 cm
L	41 – 46 cm

- Wskazania:**
- uśmierzanie bólu u pacjentów z objawowym paluchem koślawym (Hallux Valgus),
 - łagodne lub umiarkowane zniekształcenie dużego palca,
 - leczenie pooperacyjne mające na celu utrzymanie prawidłowego ustawienia palucha,
 - do użytku podczas codziennych czynności, w spoczynku i w nocy.
- Cechy:**
- klips blokujący do blokowania stawu szyny w zgięciu grzbietowym i podeszwo-wym pod kątem 0° lub 30°,
 - regulowany kąt korekcji (0° i 10°) dużego palca dla indywidualnego dopasowania zgodnie ze stopniem odkształcenia,
 - poduszka z pianki memory w celu ochrony stawu śródstopno-palczkowego,
 - regulowane, cienkie i elastyczne ramiączka podtrzymujące łuk poprzeczny i stabilizujące śródstopie,
 - regulowany pasek na dużym palcu, który delikatnie koryguje niewspółosiowość,
 - anatomicznie wyprofilowana i przegubowa szyna,
 - oddychające i lekkie materiały,
 - do stosowania w dzień i w nocy,
 - nadaje się do chodzenia,
 - można nosić z szerokimi butami,
 - model dwustronny (pasuje na prawą i lewą stopę),
 - dostępne w 3 rozmiarach (S, M, L).

Kończyna dolna

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
H.03.01	Orteza stawu kolanowego z zawiasami	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	250 zł
		10% dorośli	250 zł

Orteza wspomagająca rzepkę Tru-Pull Lite

NFZ: H.03.01

DONJOY®



Rozmiar	Obwód uda
XS	33 – 39 cm
S	39 – 47 cm
M	47 – 53 cm
L	53 – 60 cm
XL	60 – 67 cm
XXL	67 – 75 cm
XXXL	75 – 81 cm

Pomiar 15 cm powyżej środka rzepki

Wskazania:

- urazy stawu kolanowego: łagodne, umiarkowane i ostre,
- zwichnięcia i przemieszczenia rzepki,
- poruszanie się rzepki po nieprawidłowym torze,
- stany zapalne ścięgien rzepki,
- niwelowanie bólu podczas chodzenia.

Cechy:

- podwójna pelota wraz z systemem pasków wymusza prawidłowy tor ruchu rzepki podczas zginania i prostowania stawu kolanowego,
- rozwidlane paski oddziałują na rzepkę, eliminując ból,
- system wymuszający prawidłowy tor ruchu rzepki,
- tylko 21,5 cm długości,
- oddychająca, odprowadzająca wilgoć tkanina,
- hiperalergiczna,
- półelastyczne szyny nylonowe zapewniające stabilność,
- dostępna na prawą i lewą kończynę.

Orteza stawu kolanowego Reaction Knee Brace

NFZ: H.03.01

DONJOY®



Rozmiar	Obwód uda
XS / S	33 – 46 cm
M / L	47 – 59 cm
XL / XXL	60 – 75 cm
XXXL	> 75 cm

Pomiar wykonany 15 cm nad rzepką

Wskazania:

- ogólne bóle w stawie kolanowym wywołane:
 - chondromalacją rzepki,
 - chorobą Osgooda-Schlattera,
 - osteoartrozą,
 - tendinotopią ścięgna mięśnia czworogłowego - tzw. „kolanem skoczka”,
 - urazem więzadła rzepki.

Cechy:

- specjalne elastomerowe membrany redukujące ból poprzez rozłożenie obciążeń w kolanie,
- podczas ruchu membrany rozciągają się, by wrócić do swojego pierwotnego stanu, co pozwala na pochłonięcie wstrząsów i zmniejszenie intensywności bólu w najbardziej obciążonych obszarach,
- zdolność dopasowania, kompresja i elastyczność membran pozwalają na większą kontrolę neuromięśniową w trakcie zgięcia i wyprostu,
- dostępne akcesoria na indywidualne zamówienie:
 - wymienny rękaw w rozmiarach od S do XXXL,
- dostępna w kolorach:
 - szarym,
 - czerwonym,
 - niebieskim.

Stabilizator kolana z zawiasami **Sport Hinged Knee Wraparound/Sleeve**

NFZ: H.03.01

DONJOY®



- Wskazania:**
- delikatne wsparcie kolana w płaszczyźnie czołowej,
 - dla pacjentów z uczuleniem lub nadwrażliwością na neopren.
- Cechy:**
- lekka orteza wykonana z materiału Drytex® - tkaniny będącej alternatywą dla neoprenu, która zapewnia odpowiedni zacisk i podparcie, ale również oddycha,
 - zdejmowane policentryczne zawiasy i aluminiowe wsporniki,
 - wycięcie w okolicy dołu podkolanowego zapewnia dodatkowy komfort zginania,
 - pasuje na lewe lub prawe kolano.
- Dostępne w wersji:**
- zamkniętej (Sport Hinged Knee Sleeve),
 - otwartej (Sport Hinged Knee Wraparound).

Rozmiar	Obwód uda
XS	33 – 39 cm
S	39 – 47 cm
M	47 – 53 cm
L	53 – 60 cm
XL	60 – 67 cm
XXL	67 – 75 cm
XXXL	75 – 81 cm

Pomiar wykonany 15 cm powyżej środka rzepki

Stabilizator elastyczny (kolano) **StabiLax™**

NFZ: H.03.01

DONJOY®



- Wskazania:**
- stabilizacja i kompresja po ostrym i przewlekłym urazie stawu kolanowego oraz w łagodnej chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego,
 - stymulacja proprioceptywna i nerwowo-mięśniowa poprzez kompresję,
 - lekkie przyśrodkowe (wewnętrzne) i boczne (zewewnętrzne) skręcenia więzadła stawu kolanowego,
 - lekka niestabilność i hipermobilność stawu kolanowego,
 - profilaktyka urazów.
- Cechy:**
- dzianina z wielokierunkowej elastycznej tkaniny,
 - lekkość,
 - niski profil,
 - stylowe, nowoczesne wzornictwo,
 - odpowiedni na lewe i prawe kolano,
 - wyrób nie zawiera kauczuku naturalnego (lateksu),
 - łatwe do czyszczenia, można prać w pralce.

Rozmiar	Obwód uda
1	35 – 38 cm
2	39 – 42 cm
3	43 – 46 cm
4	47 – 49 cm
5	50 – 53 cm
6	54 – 57 cm
7	58 – 61 cm

Pomiar wykonany 15 cm powyżej środka rzepki

Stabilizator elastyczny (kolano) **GenuLax™**

NFZ: H.03.01

DONJOY®



- Wskazania:**
- stabilizacja i kompresja po ostrym i przewlekłym urazie stawu kolanowego oraz w łagodnej chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego,
 - stymulacja proprioceptywna i nerwowo-mięśniowa poprzez kompresję,
 - lekkie do umiarkowanego (przyśrodkowe i boczne) zwichnięcia więzadeł,
 - lekka do umiarkowanej niestabilność i hipermobilność stawu kolanowego,
 - łagodne urazy łąkotki,
 - profilaktyka urazów.
- Cechy:**
- dzianina z wielokierunkowej elastycznej tkaniny,
 - lekkość,
 - niski profil,
 - stylowe, nowoczesne wzornictwo,
 - odpowiedni na lewe i prawe kolano,
 - wyrób nie zawiera kauczuku naturalnego (lateksu),
 - łatwe do czyszczenia, można prać w pralce.

Rozmiar	Obwód uda
1	35 – 38 cm
2	39 – 42 cm
3	43 – 46 cm
4	47 – 49 cm
5	50 – 53 cm
6	54 – 57 cm
7	58 – 61 cm

Pomiar wykonany 15 cm powyżej środka rzepki

Stabilizator elastyczny (kolano) **FortiLax™ Knee**

NFZ: H.03.01

DONJOY®



- Wskazania:**
- stabilizacja i kompresja po ostrym i przewlekłym urazie stawu kolanowego oraz w łagodnej chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego,
 - stymulacja proprioceptywna i nerwowo-mięśniowa poprzez kompresję,
 - profilaktyka urazów.
- Cechy:**
- dzianina z wielokierunkowej elastycznej tkaniny,
 - lekkość,
 - niski profil,
 - stylowe, nowoczesne wzornictwo,
 - odpowiedni na lewe i prawe kolano,
 - wyrób nie zawiera kauczuku naturalnego (lateksu),
 - łatwe do czyszczenia, można prać w pralce,
 - produkt dostępny w rozmiarze dziecięcym.

Rozmiar	Obwód uda
0/Dziecięcy	31 – 34 cm
1	35 – 38 cm
2	39 – 42 cm
3	43 – 46 cm
4	47 – 49 cm
5	50 – 53 cm
6	54 – 57 cm
7	58 – 61 cm

Pomiar wykonany 15 cm powyżej środka rzepki

Stabilizator elastyczny (kolano)
RotuLax™

DONJOY®



Rozmiar	Obwód uda
1	35 – 38 cm
2	39 – 42 cm
3	43 – 46 cm
4	47 – 49 cm
5	50 – 53 cm
6	54 – 57 cm
7	58 – 61 cm

Pomiar wykonany 15 cm powyżej środka rzepki

- Wskazania:**
- stabilizacja i kompresja po ostrym i przewlekłym urazie stawu kolanowego oraz w łagodnej chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego,
 - stymulacja proprioceptywna i nerwowo-mięśniowa poprzez kompresję,
 - konflikt rzepkowo-udowy (ból kolana),
 - lekka niestabilność stawu kolanowego,
 - profilaktyka urazów.
- Cechy:**
- dzianina z wielokierunkowej elastycznej tkaniny,
 - lekkość,
 - niski profil,
 - stylowe, nowoczesne wzornictwo,
 - odpowiedni na lewe i prawe kolano,
 - wyrób nie zawiera kauczuku naturalnego (lateksu),
 - łatwe do czyszczenia, można prać w pralce.

Stabilizator elastyczny (kolano)
StrapiLax™ Knee

DONJOY®



Rozmiar	Obwód uda
0/Dziecięcy	31 – 34 cm
1	35 – 38 cm
2	39 – 42 cm
3	43 – 46 cm
4	47 – 49 cm
5	50 – 53 cm
6	54 – 57 cm
7	58 – 61 cm

Pomiar wykonany 15 cm powyżej środka rzepki

- Wskazania:**
- stabilizacja i kompresja po ostrym i przewlekłym urazie stawu kolanowego oraz w łagodnej chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego,
 - stymulacja proprioceptywna i nerwowo-mięśniowa poprzez kompresję,
 - lekkie przyśrodkowe (wewnętrzne) i boczne (zewnątrzne) skręcenia więzadła stawu kolanowego,
 - lekka niestabilność stawu kolanowego,
 - profilaktyka urazów.
- Cechy:**
- dzianina z wielokierunkowej elastycznej tkaniny,
 - lekkość,
 - niski profil,
 - stylowe, nowoczesne wzornictwo,
 - odpowiedni na lewe i prawe kolano,
 - wyrób nie zawiera kauczuku naturalnego (lateksu),
 - łatwe do czyszczenia, można prać w pralce,
 - produkt dostępny w rozmiarze dziecięcym.

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z RUCHOMYM
STAWEM KOLANOWYM Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
H.03.02	Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	350 zł
		10% dorośli	350 zł

Stabilizator stawu kolanowego
Playmaker II

NFZ: H.03.02

DONJOY®



Playmaker II Sleeve

Playmaker II Wrap

Udoskonalony materiał siatkowy



Łatwe dopasowanie



Rozmiar	Obwód uda
XS	33 – 39 cm
S	39 – 47 cm
M	47 – 53 cm
L	53 – 60 cm
XL	60 – 67 cm
XXL	67 – 75 cm
XXXL	75 – 81 cm

Pomiar 15 cm powyżej środka rzepki



Orteza z regulacją kąta zgięcia
Hinged Knee Wraparound/Sleeve

NFZ: H.03.02

DONJOY®



Rozmiar	Obwód uda
XS	33 – 39 cm
S	39 – 47 cm
M	47 – 53 cm
L	53 – 60 cm
XL	60 – 67 cm
XXL	67 – 75 cm
XXXL (tylko wersja otwarta)	75 – 81 cm

Pomiar wykonany 15 cm powyżej środka rzepki

- Wskazania:**
- umiarkowana niestabilność przyśrodkowo-boczna stawu kolanowego.
- Cechy:**
- hipoalergiczny materiał Drytex® przepuszczający powietrze dla lepszej wentylacji,
 - policentryczny zegar,
 - kłocki blokady wyprostu 10° fabrycznie zainstalowane,
 - kłocki blokady zgięcia (45°, 60°, 75°, 90°),
 - kłocki blokady wyprostu (20°, 30°, 40°),
 - wersja otwarta i zamknięta.
- Dostępne w wersji:**
- zamkniętej (Deluxe Hinged Knee Sleeve),
 - otwartej (Deluxe Hinged Knee Wraparound).

Orteza stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia
Comfortia Hinged Knee

NFZ: H.03.02

COMFORTIA



Rozmiar	Obwód w kolanie
S	30 – 34 cm
M	34 – 38 cm
L	38 – 42 cm
XL	42 – 46 cm
XXL	46 – 50 cm

Obwód mierzony w kolanie

- Wskazania:**
- umiarkowana niestabilność przyśrodkowo-boczna stawu kolanowego,
 - przy skręceniu stawu kolanowego oraz naderwaniu więzadeł stawu kolanowego.
- Cechy:**
- lekki zawias aluminiowy ROM kontroluje przeprost kolana i zapewnia dodatkowe wsparcie w części przyśrodkowej i bocznej,
 - zawias ROM pozwala na ruch kolana w zakresie 0-90 stopni pomiędzy zgięciem a wyprostem oraz kontroluje przeprost kolana,
 - łatwość noszenia dzięki jednemu panelowi z otwartym miejscem na rzepkę,
 - siateczka Air-Mesh 3D wykonana z trójwymiarowej dzianiny, umożliwia wymianę powietrza, dzięki czemu skóra pozostaje sucha. Wysoka gęstość i elastyczność siatki zapewnia amortyzację oraz elastyczny ucisk, co przyspiesza krążenie krwi i ułatwia dopasowanie. Siateczka zapewnia wentylację i wzmacnia komfort pacjenta,
 - dla pacjentów z alergią na neopren,
 - otwarty panel oraz otwór na rzepkę pozwala na łatwe zdejmowanie ortezy,
 - wycięcie w okolicy dołu podkolanowego zapewnia dodatkowy komfort zginania,
 - dwa zapięcia na rzepy do regulacji ucisku,
 - pasuje na lewe lub prawe kolano.

ORTEZA POOPERACYJNA (ROM) STAWU KOLANOWEGO Z REGULACJĄ
RUCHOMOŚCI ZGIĘCIA I WYPROSTU, OBEJMUJĄCA CO NAJMNIEJ 3/4
DŁUGOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
H.03.03	Orteza pooperacyjna (ROM) stawu kolanowego z regulacją ruchomości zgięcia i wyprostu, obejmująca co najmniej 3/4 długości kończyny dolnej	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	500 zł
		10% dorośli	500 zł

Orteza pooperacyjna
X-Act ROM Knee

NFZ: H.03.03

DONJOY®



- Wskazania:**
- unieruchomienie lub ograniczenie zakresu ruchu po operacjach więzadeł (ACL, MCL, LCL) i łąkotek.
- Cechy:**
- nowy, przeprojektowany wytrzymały i wykonany z aluminium zawias, oferuje ochronę i możliwość ograniczenia zakresu ruchów w przedziałach co 10°:
 - ustawienia kąta zgięcia w zakresie od -10° do 120°,
 - ustawienie kąta wyprostu w zakresie od -10° do 90°,
 - możliwość szybkiej blokady ruchu Quick-Lock w położeniach 0°,15° i 30°.
 - technologia Tele-Fit umożliwia niezależne dostosowanie pasków proksymalnego i dystalnego, a także pozwala na dopasowanie długości członów ortezy w przedziale od 48 do 63,5 cm, co sprawia, że orteza X-Act ROM Knee pasuje na każdego pacjenta (każdy z 4 teleskopów można przesuwając oddzielnie, co ułatwia idealne ułożenie pasków z dala od miejsca pooperacyjnego),
 - orteza wyposażona jest w specjalne klamry, które ze względu na zastosowane rozwiązania pozwalają na założenie i dopasowanie ortezy w bardzo krótkim czasie,
 - samoprzylepna pianka w wyściółce zapewnia lepszy kontakt pomiędzy nogą a ortezą, zapobiegając przemieszczaniu się aparatu.



Orteza pooperacyjna
X-Act ROM Lite

NFZ: H.03.03

DONJOY®



- Wskazania:**
- zabiegi operacyjne więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL,
 - zabiegi operacyjne łąkotek,
 - stabilne złamania kości udowej,
 - osteotomia kości piszczelowej.
- Cechy:**
- lekka konstrukcja,
 - teleskopowa regulacja długości 46- 65 cm,
 - estetyczny, łatwy w obsłudze zegar,
 - regulacja wyprostu -10° do 90°,
 - regulacja zgięcia -10° do 120°,
 - możliwość doginania ortezy pod kąsławość i szpotawość,
 - miękkie piankowe okładziny zmniejszające kompresję,
 - uniwersalny rozmiar.



Orteza pooperacyjna **Comfortia Knee ROM,**
Comfortia Knee ROM Short

NFZ: H.03.03

COMFORTIA



- Wskazania:**
- unieruchomienie lub ograniczenie zakresu ruchomości ruchu po operacji więzadeł (ACL, PCL, MCL, LCL),
 - zabiegi operacyjne łąkotek, rzepki i chrząstki,
 - stabilne złamania kości udowej,
 - osteotomia kości piszczelowej,
 - korekcja przykurczu zgięciowego stawu kolanowego,
 - stabilizacja kolana po zdjęciu gipsu lub zabiegu chirurgicznym.
- Cechy:**
- zapewnia komfort i warunki w trakcie procesu rehabilitacji,
 - możliwość dostosowania zakresu regulacji w celu ograniczenia wyprostu i zgięcia stawu kolanowego,
 - łatwy w obsłudze zegar z zakresem regulacji kąta:
 - Zgięcia od 0° do 120°
 - Wyprostu od 0° do 90°
 - możliwość szybkiej blokady ruchu Quick-Lock w położeniach 0°, 15°, 30°, 45°. Zawias ROM z blokadą ruchu - Quick-Lock jest zawiasem nowej generacji, który reguluje się za pomocą jednego przycisku,
 - miękka pianka o wysokiej gęstości zapewnia komfort i zmniejsza ucisk,
 - długość ortezy można dostosować teleskopowo w zakresie od 54 cm do 71,5 cm,
 - lekka konstrukcja
 - szyny boczne wykonane z lekkiego stopu aluminium i z mikrowłókien.
 - wkładka z pianki o dużej gęstości zapewnia komfort i ułatwia wentylację.
 - paski na rzep można przyciąć w celu adaptacji długości.



Dostępne modele:
Comfortia Knee ROM – długość ortezy w zakresie od 54 cm do 71,5 cm
Comfortia Knee ROM Short – długość ortezy w zakresie od 48 cm do 64 cm

Orteza pooperacyjna **Cool Trom Advance**

NFZ: H.03.03

DONJOY®



- Wskazania:**
- zalecany po operacjach więzadeł ACL, LCL, MCL,
 - w rehabilitacji po operacji łąkotki, rzepki i chrząstki,
 - przy złamaniach kości udowej,
 - korekcja przykurczu zgięciowego kolana.
- Funkcje i zalety:**
- mechanizm Tele-Fit umożliwiający niezależne dopasowywanie taśm i pasków,
 - regulacja teleskopowa w zakresie 45,5 do 58,5 cm,
 - system Quick-Lock zapewnia regulację kąta ruchu pomiędzy -10° a 90°,
 - zwolnienie blokady następuje za pomocą jednego przycisku,
 - małe, wygodne dla użytkownika zegary,
 - oddychający materiał,
 - uniwersalny na prawą i lewą kończynę.



Rozmiar	Obwód uda
Uniwersalny	< 66 cm
XL	66 – 81 cm

Pomiar wykonany 15 cm powyżej środka rzepki

Orteza pooperacyjna **X-Rom Knee**

NFZ: H.03.03

DONJOY®



- Wskazania:**
- unieruchomienie stawu kolanowego,
 - kontrola szpotawości/koślawości (MCL/LCL),
 - ostre leczenie urazów kolana, zwichnięcie/zerwanie więzadła, zerwanie ścięgna, uszkodzenia łąkotki,
 - ostry uraz ścięgna udowego i mięśnia czworogłowego, naciągnięcie/zerwanie mięśni
 - leczenie urazów więzadeł,
 - rehabilitacja pooperacyjna - MCL, LCL, ACL, PCL, naprawa łąkotki, naprawa ścięgna rzepki/mięśnia czworogłowego, chirurgia mięśni,
 - ochrona przeszczepu ACL.
- Cechy:**
- technologia Tele-Fit™: cztery niezależnie teleskopowe szyny z łatwymi w obsłudze przyciskami poprawiają umiejscowienie, stabilność i wygodę unikając nacisku na ranę pooperacyjną i nerw strzałkowy,
 - regulacja długości: od 49 cm do 68,5 cm,
 - optymalne dopasowanie i stabilność: pomocne giętkie pręty zawiasów poprawiają konturowanie szpotawości / koślawości,
 - bezpieczne punkty kontaktowe: wzmocnione ochraniacze na kostki i strategicznie rozmieszczone punkty styku między nogą a klamrą pomagają zmniejszyć poślizg,
 - lekka i wytrzymała: waga 842g,
 - podkładki antybakteryjne: pomagają zneutralizować nieprzyjemny zapach, co zwiększa komfort i trwałość,
 - SZYBKA I ŁATWA APLIKACJA,
 - łatwa w użyciu konstrukcja: pasek, zakładka i klamra sprawiają, że aplikacja i regulacja są szybkie i proste,
 - pasuje do pacjentów o wzroście od 150 do 196 cm,
 - ustawienia zegara za pomocą przycisku: regulacja jest łatwa i precyzyjna,
 - PRECYZYJNA OCHRONA ROM,
 - zaktualizowana konstrukcja zawiasów: precyzyjna kontrola ROM z ustawieniami co 10 stopni od -10 stopni do 90 stopni wyprost i zgięcie od -10 stopni do 120 stopni,
 - Konstrukcja Quick-Lock: łatwe blokowanie w przedziale co 10 stopni od -10 stopnia do 30 stopni.

Rozmiar:

- uniwersalny

Kończyna dolna

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z REGULACJĄ

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
H.03.04	Orteza funkcjonalna stawu kolanowego o konstrukcji ramowej z zachowaniem ruchu zgięcia i wyprostu z regulacją	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	1000 zł
		20% dorośli	1000 zł



Taka wartość „wiotkości” stawu kolanowego może spowodować zarówno niestabilność stawu, jak i zwiększoną podatność na zużycie, co potencjalnie predysponuje do kolejnych urazów stawu kolanowego, a w późniejszym okresie do rozwoju osteoporozy (Beynnon i inni, 2002).

Reasumując, zbytne obciążenie ACL może prowadzić do uszkodzenia przeszczepu, ale jednocześnie więzadło wzmacnia się przy umiarkowanych obciążeniach (naprężeniach), a proces gojenia i wkomponowania się w tkankę kostną przebiega sprawniej.

Wszystkie te czynniki ryzyka związane z niestabilnością stawu kolanowego, zbyt wczesną i zbyt intensywną rehabilitacją zabezpieczają funkcjonalne aparaty DJO (obecnie Enovis) z 4-punktowym systemem podparcia. Chronią one staw przed uszkodzeniem podczas aktywności sportowej, a przed operacją minimalizują ryzyko dodatkowych uszkodzeń. Po operacji otrzymujemy zabezpieczenie przeszczepu. W trakcie rehabilitacji system pozwala na bardziej intensywne leczenie, chroniąc więzadło wraz z osłabionym miejscem jego wszczepienia.

4-punktowy system podparcia

- ✓ znacząco redukuje napięcie ACL
- ✓ zapewnia ciągłe i dynamiczne obciążenie

Orteza z 4-punktową biomechaniczną konstrukcją zapobiega translacji przedniej kości piszczelowej oraz może zapobiec dalszej rotacji.



Obserwacje nad efektami rehabilitacji w przypadku niestabilności stawu kolanowego wzmacniają tezę, iż przeszczep może ulec przeciążeniu w czasie remodelowania.

Badaniu poddano dwie grupy pacjentów, tak zwaną grupę szybszą i wolniejszą. Obie te grupy poddano tym samym ćwiczeniom, a różnicę stanowił czas wprowadzania ćwiczeń i ich intensywność. Grupa „wolna” wykonywała ćwiczenia, które wywoływały duże napięcie ACL kilka tygodni później niż grupa „szybsza”.

Badania przeprowadzone na tych grupach po 2 latach pokazały, iż uczestników grupy „szybszej” cechowała znacznie większa „wiotkość” stawu kolanowego niż w grupie wolniejszej (2.9+/-0.6 vs 1.4+/-0.6mm mierzone urządzeniem KT 1000).



Punkt stabilizacji 1

Kość piszczelowa jest podtrzymywana poprzez dolną część ramy umieszczoną na tylnej stronie łydki.

Punkt stabilizacji 2

Kość udowa jest ustabilizowana przez górną część ramy umieszczoną na przedniej stronie uda.

Punkt stabilizacji 3

Pasek idący na tylnej stronie uda popycha kość udową do przodu.

Punkt stabilizacji 4

Pasek umieszczony na przedniej stronie piszczeli zapewnia aktywne i stałe obciążenie, które zapobiega przedniemu przesunięciu piszczeli, a zarazem przesuwając ją nieco do tyłu, powoduje zmniejszenie napięcia ACL.

Należy zwrócić tutaj szczególną uwagę na termin: zmniejsza, a co za tym idzie, nie redukuje całkowicie napięcia, co wiąże się z korzystnym wpływem małych napięć na gojące się więzadła.


Jak 4-punktowe aparaty chronią uszkodzone więzadło ACL?

Pacjenci z uszkodzonym więzadłem ACL wykazują przednio-boczną niestabilność kolana, co powoduje trudne do skontrolowania „uciekanie” kolana.

Odpowiednia stabilizacja jest zapewniona przez ortezę DonJoy.

Stanowią one ochronę przed przemieszczaniem się piszczeli w kierunku przodu.

Obrazek ukazuje przerwane ACL i siłę działającą na niestabilność przednioboczną kolana.



Technologia zegarów FOURCEPOINT™

W fazie ostatnich 30° wyprostowania kolana, kiedy więzadła są blisko maksymalnej granicy rozciągnięcia, istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo zerwania ACL (zarówno pierwotne, jak i wtórne). Firma DJO (obecnie Enovis) opracowała zegar FourcePoint, który chroni ACL w tej „najbardziej ryzykownej fazie”. DonJoy FourcePoint wykorzystuje mechanizm sprężynowy charakteryzujący się stopniowo zwiększającym się oporem podczas wyprostowania stawu kolanowego. Opór włącza się w pozycji minimum 25° wyprostowania kolana (w zależności od tego, jaki ogranicznik wyprostowania jest wmontowany w zegar). Zegar posiada 3 poziomy oporu z opcją wyłączenia w razie potrzeby.

Opór ten pełni trzy ważne funkcje:

- skraca czas, jaki staw spędza w pozycji pełnego wyprostowania oraz w „najbardziej ryzykownej pozycji”,
- zwiększa obciążenie tylne wywierane przez ortezę na kość piszczelową, aby zapobiec jej przedniemu przesunięciu,
- eliminuje szok wyprostny występujący u pacjenta, gdy zastosowany jest standardowy ogranicznik wyprostowania 10 stopni.

Faza wyprostowania



Faza zgięcia



Zegary i ramy Defiance™

DONJOY®

RAMY

OBNIŻONA (SWOOPING)



STANDARDOWA



ZEGARY

STANDARD



Mechanizm policentryczny stosowany przy niestabilnościach złożonych ACL, PCL, LCL, MCL, dostosowany do naturalnej motoryki stawu

DROP LOCK



Uszkodzenia mięśnia czworogłowego (objawy deficytu siły mięśnia), zespół post-polio, potrzeba zabezpieczenia pozycji stojącej.

Orteza nie posiada klocków zgięcia i wyprostowania. Jest to system sprężynowy automatycznie blokujący staw kolanowy w momencie osiągnięcia przez pacjenta pełnego wyprostowania.

FOURCEPOINT



Mechanizm oporujący dla ACL.


Redukuje szok związany z wyprostowaniem kolana. Opór zwiększa się stopniowo wraz z wyprostowaniem (pełny opis powyżej).

OA



Mechanizm odciążający. Zawias wieloosiowy razem z teleskopowymi poduszkami kłykciowymi pozwala pacjentowi zapewnić dodatkowe odciążenie od 1 do 7 stopni.

Kolorystyka ortez DonJoy – Defiance© III / Defiance©



Defiance© III / Defiance© – urządzenie pomiarowe

CCMI MARK III
Custom Contour Measuring Instrument (CCMI) III jest używany do wykonywania dokładnych pomiarów potrzebnych do dopasowania ortez Defiance. Urządzenie uwzględnia cztery anatomiczne punkty odniesienia, w tym kontury i obwód uda oraz łydki, a także szerokość kolana czy stopień koślawości i szpotowatości.



Grafika (dodatkowo płatne)

STARS&STRIPES
METALIC



Orteza funkcjonalna
Defiance / Defiance III

NFZ: H.03.04

DONJOY®

Szereg dostępnych opcji umożliwia najbardziej optymalne zestawienie komponentów dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta.



- Wskazania:**
- ciężka lub umiarkowana niestabilność ACL, PCL, MCL i LCL,
 - osteoartroza,
 - profilaktyka w sportach wyczynowych, kontaktowych i wodnych.
- Cechy:**
- 4-punktowy system podparcia,
 - dostępne wersje: ACL, PCL i CI,
 - możliwość zastosowania ramy standardowej lub obniżonej na udzie (swooping),
 - dodatkowa możliwość stosowania obrotowych zapięć pasków w celu anatomicznego dopasowania,
 - paski zapobiegające przesuwaniu się ortozy i podkładki dopasowane pod wyrostki kłykciowe,
 - możliwość stosowania zegara Standardowego lub FourcePoint, OA, Drop Lock,
 - wyjątkowo lekka konstrukcja o niskim profilu - 500 g,
 - możliwość zastosowania wersji skróconej i mieszanej,
 - numeracja pasków zapięcia ułatwia użytkowanie,
 - dostępna wersja wzmocniona włóknem węglowym przeznaczona do sportów kontaktowych,
 - orteza dostępna w szerokiej gamie kolorów,
 - dożywotnia gwarancja na ramę i zegar.

Każda orteza Defiance jest przygotowywana na specjalne zamówienie: pomiar pacjenta uzyskany jest za pomocą urządzenia CCMI Mark III.

Rozmiar	Obwód uda	Obwód łydki
Minimalny	31,8 cm	26 cm
Maksymalny	97 cm	66,5 cm



* odcień koloru na ortezie może odbiegać od koloru prezentowanego w katalogu

Orteza funkcjonalna z tytanu A22

NFZ: H.03.04

DONJOY®

Produkt wykonany na podstawie indywidualnego pomiaru urządzeniem CCMi Mark III



Cechy i zalety:

- aerodynamiczny zintegrowany system pasków, okładzin zmniejsza ogólny profil ortezy, poprawiając komfort,
- wysokiej jakości wyściółki neutralizują zapach i problemy skórne,
- podkładki kłykciowe o strukturze komórkowej neutralizują wstrząsy, poprawiają stabilizację i dopasowanie,
- FourcePoint Hinged - opatentowany sprężynowy mechanizm charakteryzujący się stopniowo zwiększającym się oporem, który chroni kolano w najbardziej ryzykownej pozycji w ostatniej 30° fazy wyprostu.

O czym warto pamiętać:

- po rekonstrukcji zerwanego więzadła ACL istnieje 15 x większe ryzyko powtórnej kontuzji,
- kobiety 2-10 razy bardziej są narażone na uszkodzenie ACL,
- ryzyko uszkodzenia więzadła ACL w drugim kolanie jest 2 x większe niż w kolanie po rekonstrukcji ACL,
- 60-80% wszystkich uszkodzeń ACL odbywa się bezkontaktowo,
- 50% wszystkich uszkodzeń ACL występuje pomiędzy 15-25 rokiem życia.



Pierwsza na świecie orteza wykonana z tytanu

Idealne połączenie optymalnej masy, wytrzymałości i profilu.



Orteza funkcjonalna Legend SE4

NFZ: H.03.04

DONJOY®



Rozmiar	Obwód uda
XS	33 – 39 cm
S	39 – 47 cm
M	47 – 53 cm
L	53 – 60 cm
XL	60 – 67 cm
XXL	67 – 75 cm
XXXL	75 – 81 cm

Pomiar 15 cm powyżej środka rzepki

Wskazania:

- umiarkowana i ciężka niestabilność ACL, MCL, LCL,
- korekcja przykurczu zgięciowego,
- profilaktyka i ochrona stawu kolanowego podczas uprawiania sportów, również kontaktowych i wodnych.

Cechy:

- system 4 punktów podparcia,
- niskoprofilowa konstrukcja z aluminium,
- poduszki kłykciowe zapewniające wygodę i komfortowe dopasowanie,
- wygodny i prosty system zapinania ortezy z numerowanymi paskami,
- blokada kąta wyprostu 10° zainstalowana fabrycznie,
- * na indywidualne zamówienie blokady kąta zgięcia na poziomie: 0°, 20°, 30°,
- blokady kąta zgięcia na poziomie: 45°, 60°, 75° i 90°,
- blokady kąta wyprostu na poziomie: 0°, 20°, 30° i 40°,
- roczna gwarancja na ramę i zegary,
- orteza w kolorze: ciemny grafit,
- rama zabezpieczona kratonem umożliwia stosowanie ortezy również w wodzie.

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę

* na indywidualne zamówienie

Orteza funkcjonalna 4-Titude

NFZ: H.03.04

DONJOY®



Rozmiar	Obwód uda
XS	33 – 39 cm
S	39 – 47 cm
M	47 – 53 cm
L	53 – 60 cm
XL	60 – 67 cm
XXL	67 – 75 cm
XXXL	75 – 82,5 cm

Pomiar 15 cm powyżej środka rzepki

Wskazania:

- umiarkowane i ciężkie niestabilności po uszkodzeniu ACL, PCL, MCL, LCL,
- orteza przeznaczona dla osób aktywnych, prowadzących siedzący tryb życia oraz młodzieży,
- zastosowanie profilaktyczne.

Cechy:

- system 4 punktów podparcia,
- system zapobiegający przesuwaniu się ortezy,
- dostępne wersje: ACL, PCL, CI,
- niskoprofilowa, lekka konstrukcja - 500 g,
- zawiera klocki blokujące kąt zgięcia i wyprostu,
- blokada kąta wyprostu 10° zainstalowana fabrycznie,
- blokady kąta zgięcia na poziomie: 45°, 60°, 75° i 90°,
- blokady kąta wyprostu na poziomie: 0°, 20°, 30° i 40°,
- blokady kąta zgięcia 0°, 20°, 30°*.

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:

- standardowa z zegarem Hinged (ACL, PCL, LCL, MCL),
- short (krótsza) z zegarem Hinged (ACL, PCL, LCL, MCL).

* Klocki blokady na indywidualne zamówienie

Orteza funkcjonalna **Armor FourcePoint™**,
Armor Action™

NFZ: H.03.04

DONJOY®



Rozmiar	Obwód uda
XS	33 – 39 cm
S	39 – 47 cm
M	47 – 53 cm
L	53 – 60 cm
XL	60 – 67 cm
XXL	67 – 75 cm
XXXL	75 – 82,5 cm

Pomiar 15 cm powyżej środka rzepki

Wskazania:

- Armor FourcePoint – umiarkowana lub ciężka niestabilność ACL, MCL i LCL,
- Armor Action – umiarkowana lub ciężka niestabilność ACL, PCL, MCL i LCL.

Cechy:

- system 4-punktowego podparcia,
- wyjątkowo mocna rama wykonana z aluminium 6061 T6 mającego swe zastosowanie w lotnictwie,
- wsparcie zapobiegające przesuwaniu się ortezy,
- wewnętrzne montowane paski,
- blokady kąta zgięcia na poziomie: 45°, 60°, 75° i 90°,
- blokady kąta wyprostu na poziomie: 0°, 10°, 20°, 30° i 40°,
- w Armor FourcePoint:

* dodatkowe blokady kąta wyprostu 0, 20, 30, 40 stopni na indywidualne zamówienie.

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:

- standard z zegarem FourcePoint (tylko na ACL),
- short z zegarem FourcePoint (tylko na ACL),
- short z zegarem Standard Hinged (na ACL i PCL) Armor Action.



Orteza funkcjonalna **FullForce™**

NFZ: H.03.04

DONJOY®



Rozmiar	Obwód uda
XS	33 – 39 cm
S	39 – 47 cm
M	47 – 53 cm
L	53 – 60 cm
XL	60 – 67 cm
XXL	67 – 75 cm
XXXL	75 – 82,5 cm

Pomiar 15 cm powyżej środka rzepki

Wskazania:

- umiarkowana lub ciężka niestabilność ACL, MCL i LCL.

Cechy:

- system 4-punktowego podparcia i opatentowany zegar FourcePoint,
- optymalna, klinicznie udowodniona ochrona ACL,
- aluminiowa rama minimalizuje masę ortezy,
- niski profil ortezy i obrotowe paski zapewniają komfortowe użytkowanie,
- wykończenia z włókna węglowego,
- blokady kąta zgięcia na poziomie: 45°, 60°, 75° i 90°,
- blokady kąta zgięcia 0°, 20°, 30° na indywidualne zamówienie*,
- blokady kąta wyprostu na poziomie: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°* (10° zainstalowana fabrycznie),
- w Armor FourcePoint: dodatkowe blokady kąta wyprostu 0°, 20°, 30°, 40° na indywidualne zamówienie.

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:

- standardowa z zegarem FourcePoint (tylko dla ACL),
- krótka z zegarem FourcePoint (tylko dla ACL).

*klocki blokady na indywidualne zamówienie

Orteza funkcjonalna **Renegade™**

NFZ: H.03.04

DONJOY®



Rozmiar	Obwód uda
XS	33 – 39 cm
S	39 – 47 cm
M	47 – 53 cm
L	53 – 60 cm
XL	60 – 67 cm
XXL	67 – 75 cm
XXXL	75 – 81 cm

Pomiar 15 cm powyżej środka rzepki

Wskazania:

- zalecany dla umiarkowanych niestabilności ACL/MCL/LCL, komfortowa stabilizacja podczas lekkiej i umiarkowanej aktywności fizycznej.

Cechy:

- dynamiczna konstrukcja ramy z 4 punktami podparcia, z klinicznie udowodnioną redukcją obciążenia ACL,
- dwustronne zawiasy policentryczne zapewniają stabilność przyśrodkową i boczną,
- niskoprofilowa rama aluminiowa zmniejsza wagę, zapewniając jednocześnie wytrzymałość,
- rama z obniżeniem na udzie (swooping),
- zwężane wkładki na piszczel zmniejszają nacisk na więzadło rzepki,
- bardzo miękkie, zamshowe wyściółki i wkładki zapewniają komfort ruchu,
- wyprofilowane klapki pasów zwiększają bezpieczeństwo i stabilność,
- dostępny:
 - w 7 rozmiarach, XS – XXXL,
 - dwóch wersjach: na prawą i lewą kończynę,
 - z zegarem Standard Hinged,
 - blokady kąta zgięcia i wyprostu są w komplecie.



Nowość
Renegade™

ORTEZA ODCIĄŻAJĄCA STAW KOLANOWY TYPU OA

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
H.03.05	Orteza odciążająca staw kolanowy typu OA	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	1000 zł
		10% dorośli	1000 zł

Najłżejsza orteza odciążająca
OA Nano™

NFZ: H.03.05

DONJOY®



Rozmiar	Obwód uda
XS	33 – 39 cm
S	39 – 47 cm
M	47 – 53 cm
L	53 – 60 cm
XL	60 – 67 cm
XXL	67 – 75 cm
XXXL	75 – 82,5 cm

Wskazania:

- łagodne lub umiarkowane zwyrodnienie stawów,
- dla pacjentów, którzy chcą zachować aktywność i możliwość swobodnego ruchu.

Cechy:

- konstrukcja zapewnia podparcie niezależnie od intensywności ruchu,
- elastyczność ramy ze stopu magnezu sprawia, że obejmę mogą zostać idealnie dopasowane,
- dzięki zastosowaniu stopu magnezu orteza jest lekka,
- 3-punktowy mechanizm odciążający przenosi bolesne obciążenie z obszaru zwyrodnienia na zdrowy przedział,
- materiał nano MAG™ (po stronie obciążenia) zapewnia wystarczającą wytrzymałość dla odciążania,
- rama z 4 punktami podparcia zapewnia dodatkową ochronę stawów.

Pomiar 15 cm powyżej środka rzepki

Orteza odciążająca
OA Reaction

NFZ: H.03.05

DONJOY®



Rozmiar	Obwód uda
XS	33 – 39 cm
S	39 – 47 cm
M	47 – 53 cm
L	53 – 60 cm
XL	60 – 67 cm
XXL	67 – 75 cm
XXXL	75 – 81 cm

Wskazania:

- wczesna łagodna postać OA,
- zwyrodnienia, bóle stawu kolanowego,
- kolano skoczka, kolano biegacza.

Cechy:

- lekka i niskoprofilowa orteza o działaniu przeciwbólowym.

Silicone Web Technology: zaprojektowany, aby zapewnić amortyzację przedniego przedziału stawu kolanowego i przynosić ulgę w bólu w przypadku osteoartrozy, jak i problemów z rzepką poprzez amortyzację i zmniejszenie ciśnienia na staw kolanowy.

Niskoprofilowy design: dający możliwość zakładania pod spodnie, spódnice lub odzież sportową, jako dyskretne rozwiązanie dla bólu.

Regulowana otwarta konstrukcja: wygodna konstrukcja sprawia, że orteza łatwo dopasowuje się do większości nóg.

Opatentowane zintegrowane silikonowe podkładki kłykciowe: zapewniają antypoślizgowy efekt. Sześciokątna struktura powietrznych „kieszeni” zapewnia wsparcie kolana.

Dostępne wersje: prawa Medial/ lewa Lateral oraz lewa Medial/ prawa Lateral

Pomiar 15 cm powyżej środka rzepki

Orteza odciążająca
OA Defiance™

NFZ: H.03.05

DONJOY®



Wskazania:

- przeznaczony dla aktywnych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Cechy:

- wykonywany na wymiar przy użyciu systemu DonJoy CCMI Mark III – idealne dopasowanie,
- podstawowy poziom obciążenia korekcyjnego wbudowany w ramę, który umożliwia korektę 1°-7°,
- dodatkowe elastyczne wkładki na kłykcie pozwalają pacjentowi regulować korektę (obciążenie) w zakresie 0°-3°,
- lekka, niskoprofilowa rama z kompozytu węglowego jest uformowana tak, aby dopasować się do różnych kątów koślawości lub szpotawości,
- mikrosferyczna wkładka na kłykcie zwiększa komfort pacjenta w czasie użytkowania,
- system 4 punktów podparcia (ochrona ACL, PCL, CI),
- dostępne są:
 - blokady kąta wyprostu: 0°, 10°, 20°, 30°, 40° - fabrycznie zamontowana blokada 10°,
 - blokady kąta zgięcia: 45°, 60°, 75° i 90°.

Informacje dotyczące zamówienia:

- każdy stabilizator OA Defiance jest wykonywany na zamówienie,
- pomiary są wykonywane za pomocą CCMI Mark III.

Orteza odciążająca
OA Adjuster™ 3

NFZ: H.03.05

DONJOY®



Wskazania:

- koślawość lub szpotowatość kolan,
- niestabilność więzadeł stawu kolanowego,
- umiarkowane i ciężkie jednoprzedsiatkowe stany zwyrodnieniowe stawów,
- rehabilitacja pooperacyjna.

Cechy:

- możliwość korekty u pacjentów z deformacją stawu kolanowego z odchyleniem od osi do 20°,
- opatentowany 4-punktowy system podparcia stabilizujący więzadła,
- blokada kąta zgięcia w zestawie 1o° (możliwość domówienia blokad dla innych kątów),
- blokady kąta wyprostu 20°, 30°, 45°*
- blokady kąta zgięcia 60°, 75°, full (0°)*
- blokady na indywidualne zamówienia*
- zmniejszenie dolegliwości bólowych
- opcjonalnie klocki do regulacji zakresu ruchomości

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:

- boczna – Lateral,
- przysiódkowa – Medial.

*klocki blokady na indywidualne zamówienie

Rozmiar	Obwód uda
XS	33 – 39 cm
S	39 – 47 cm
M	47 – 53 cm
L	53 – 60 cm
XL	60 – 67 cm
XXL	67 – 75 cm
XXXL	75 – 82,5 cm

Pomiar 15 cm powyżej środka rzepki


Orteza stawu kolanowego
Clima-Flex OA

NFZ: H.03.05

DONJOY®



- Wskazania:**
- dla pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zwyrodnieniem stawów kolanowych.
- Cechy:**
- nowa, łatwa w użyciu podwójna tarcza umożliwia szybką regulację zawiasów bez użycia narzędzi w celu odciążenia odpowiedniego przedziału stawu,
 - tkanina z włókien węglowych wykonana w technologii C-6 - oddychająca, pochłaniająca wilgoć, antybakteryjna i chłodząca,
 - tkanina w sposób naturalny neutralizuje zapachy i zapewnia regulację temperatury,
 - półsztywne obejmy w rejonie uda i łydki zapewniają wygodę, podparcie i pewność,
 - uchwyty E-Z Grip i intuicyjnie owijane taśmy zapewniają dopasowanie i komfort,
 - poziom zacisku łatwo zmienić za pomocą pasków owijanych wokół uda i łydki,
 - dostępne w 7 rozmiarach, XS- XXXL.



Tkanina antybakteryjna



Rozmiar	Obwód uda
XS	33 – 39 cm
S	39 – 47 cm
M.	47 – 53 cm
L	53 – 60 cm
XL	60 – 67 cm
XXL	67 – 75 cm
XXXL	75 – 81 cm

Pomiar 15 cm powyżej środka rzepki

Więcej elastyczności i lepsza mobilność

Clima-Flex™ OA

- ✓ Tkanina antybakteryjna
- ✓ Przekładka powietrzna
- ✓ Sucha pikówka zewnętrzna
- ✓ Podstawa chłonna wilgoć
- ✓ Czyste włókno węglowe



Nr katalogowy	Przedział stawu
11-8810-x	Prawy przyśrodkowy/Lewy boczny
11-8811-x	Lewy przyśrodkowy/Prawy boczny

TUTOR UNIERUCHAMIAJACY STAWU KOLANOWEGO

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
H.04.01	Tutor unieruchamiający stawu kolanowego	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	150 zł
		10% dorośli	150 zł

Tutor unieruchamiający stawu kolanowego
Immo 3V

NFZ: H.04.01

DONJOY®



- Wskazania:**
- przed lub pooperacyjne całkowite unieruchomienie stawu kolanowego.
- Cechy:**
- lekki (mniej niż 600 gramów) uniwersalny 3-panelowy tutor stawu kolanowego,
 - plastyczne i zdejmowane dwustronne aluminiowe stalki oraz tylna stalka dla zwiększenia stabilności,
 - perforowana pianka dla większego komfortu,
 - wewnętrzny pasek antymigracyjny,
 - pasuje na lewą lub prawą nogę,
 - zawiera lateks.

Kod produktu	Długość ortezy	Rozmiar
82-43-30	30 cm	U/ Pediatriczny
82-43-01	40 cm	U
82-43-02	50 cm	U
82-43-03	60 cm	U
82-43-04	65 cm	U

* Zmierz długość nogi minus 20 cm

Tutor unieruchamiający stawu kolanowego
3-Panel Knee Splint

NFZ: H.04.01

DONJOY®



- Wskazania:**
- zapewnia pooperacyjne wsparcie i unieruchomienie stawu kolanowego.
- Cechy:**
- aluminiowe stalki dwustronne boczne i jedna tylna zwiększona stabilność,
 - pasują do szerokiej gamy rozmiarów nóg,
 - pasuje na lewą lub prawą nogę,
 - zawiera lateks.

Kod produktu	Długość ortezy	Rozmiar
82-96105	40 cm	U
82-96106	50 cm	U
82-96107	60 cm	U
82-96108	65 cm	U

Biodro

ORTEZA STAWU BIODROWEGO UNIERUCHAMIAJĄCA Z ZAKRESEM REGULACJI ZGIĘCIA, WYPROSTU, ODWODZENIA I PRZYWODZENIA

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
H.05.02	Orteza stawu biodrowego unieruchamiająca z zakresem regulacji zgięcia, wyprostu, odwodzenia i przywodzenia	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	1450 zł
		10% dorośli	1450 zł



Orteza stawu biodrowego VersaROM Hip

NFZ: H.05.02

DONJOY®



Wskazania:

- u pacjentów pooperacyjnych, którzy przeszli zabieg chirurgiczny i potrzebują ortezy do czasu zintegrowania komponentu i wygojenia tkanek miękkich,
- niestabilność stawu biodrowego,
- korekta lub rekonstrukcja stawu,
- stabilne złamania biodra,
- kontrola zakresu ruchu,
- po repozycji zwichniętych stawów biodrowych,
- brak równowagi mięśniowej,
- artroskopowe zabiegi biodrowe,
- naprawa obróbka stawowego, z naprawą lub bez naprawy mięśnia pośladkowego średniego,
- naprawa proksymalnego ścięgna podkolanowego po operacji,
- ochrona przed przemieszczeniem/zwichnięciem.

Cechy:

- niskoprofilowa orteza DonJoy® VersaROM™ Hip pomaga zapewnić skuteczne ograniczenie zakresu ruchu (ROM) w przedziałach co 15 °,
- łatwe w użyciu przyciski odwodzenia/przywodzenia oraz giętkie osłony bioder i ud pomagają zapewnić zindywidualizowane dopasowanie, zwiększając komfort i stosowanie się do zaleceń lekarza,
- regulowany pas kompresyjny z wygodnymi uchwytami stabilizuje staw biodrowy, wyściełany mankiet udowy zwiększa optymalne ustawienie,
- dzięki uniwersalnemu rozmiarowi, jedna orteza pasuje na prawe lub lewe biodro u pacjentów do 137 cm obwodu talii.

DONJOY®
VersaROM
Hip

Tułów

ORTEZA ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA, ZE STALKAMI LUB FISZBINAMI TYPU SZNURÓWKA ZAPEWNIAJĄCA ODCIĄŻENIE NIEPEŁNE

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
L.03.01	Orteza lędźwiowo-krzyżowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełne	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	200 zł
		10% dorośli	200 zł

Orteza lędźwiowo-krzyżowa Comfortia Back Pro 200

NFZ: L.03.01

COMFORTIA



Rozmiar	Obwód pasa
S/M	75 – 95 cm
L/XL	95 – 115 cm
XXL	115 – 125 cm

Wskazania:

- stosowany w chorobie zwyrodnieniowej dolnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
- spondyloza (kręgozmyk),
- ostre lub chroniczne bóle dolnego odcinka kręgosłupa,
- stabilizacja po zabiegach chirurgicznych.

Cechy:

- ergonomiczny i wyprofilowany kształt pod biodra (wysokość 26 cm) – poprzez dopasowanie do anatomii zwiększa komfort pacjenta,
- mocne i elastyczne stalki: 4 z tyłu i 4 z przodu pozwalają na usztywnienie odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa wzmacniając siłę stabilizacji,
- sztywny materiał z przodu zapobiega zwijaniu się materiału w części brzusznej wzmacniając stabilizację i komfort,
- przewiewna siatka z tyłu, wykonana z antyrespiracyjnego materiału zapobiega zawilgocenia skóry dając poczucie komfortu,
- pasy dociągowe z możliwością doczepienia zarówno do powierzchni pasa jak i do siebie nawzajem regulują siłę dociągu zwiększając stabilizację oraz efektywność w łagodzeniu bólu,
- klamki/szlufki podtrzymujące 2 pasy dociągowe umożliwiają łatwe zakładanie,
- stalowy kolor oraz wysoka jakość i estetyka wykonania,
- wytrzymałość materiałów oraz możliwość prania wydłuża okres użytkowania.

Gorset stabilizująco-unieruchamiający Comfortia Back Elite 200

NFZ: L.03.01

COMFORTIA

Pas ortopedyczny Comfortia Back Elite 200 to połączenie wysokiej jakości materiałów, terapeutycznych rozwiązań z dużą dbałością o szczegóły wykonania.



Rozmiar	Obwód w biodrach
S	85 – 95 cm
M	95 – 105 cm
L	105 – 115 cm
XL	115 – 125 cm
XXL	125 – 135 cm
XXXL	135 – 145 cm

Wskazania:

- przewlekłe zespoły bólowe na podłożu niestabilności,
- zmiany zwyrodnieniowe i dyskopatyczne na poziomie L4, L5 i S1 odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa,
- doleczanie po naciągnięciu aparatu wyprostnego w dolnej części odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
- doleczanie po zabiegach ortopedycznych i neurochirurgicznych.

Cechy:

- trójwarstwowy lekki, przewiewny materiał zapewniający komfort użytkowania,
- ergonomiczny kształt wyrobu zapewnia wygodę w każdej pozycji ciała,
- sprężyste mocne stalki, elastyczne sprężynowe fiszbiny gwarantują indywidualne dopasowanie produktu,
- system szerokich mocnych pasów dociągowych pozwala na idealne dopasowanie produktu do anatomii każdego pacjenta,
- płaskie rzepy, charakteryzujące się dużą trwałością oraz mocą trzymania (w prawidłowej płaszczyźnie) są jednocześnie łatwe w odpinaniu i nie niszczą zarówno produktu, jak i ubrań,
- otwierane „kieszenie” na stalki przykręgosłupowe przeciwdziałają wysuwaniu się stąlek i jednocześnie umożliwiają ich wyjęcie do prania,
- zastosowane najwyższej jakości tkaniny posiadające certyfikat OEKO TEX STANDARD 100
- wyrób wyprodukowany w Polsce,
- wysokość przodu: 19 cm, wysokość tyłu: 28 cm.

Działanie:

- Comfortia Back Elite 200 dzięki połączeniu trójwarstwowego materiału o odpowiedniej sprężystości wraz z systemem usztywnień i taśm dociągowych pozwala zmniejszyć dolegliwości bólowe, odciąża, a jego ergonomia dodatkowo wspomaga prawidłową postawę ciała.

Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami **Porostrap**

NFZ: L.03.01DONJOY®

Oddychający, dyskretny stabilizator odcinka lędźwiowego. Profil pacjenta: tryb życia siedzący lub średnio aktywny, powrót do aktywności, mało obciążająca aktywność



Rozmiar	Obwód talii
XS	56 – 68 cm
S	68 – 82 cm
M	82 – 98 cm
L	98 – 116 cm
XL	116– 136 cm

- Wskazania:**
- ostry, podostry lub przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa.
- Cechy:**
- oddychająca siatka z tkaniny zapewnia optymalny komfort,
 - dwa pasy dwustronne umożliwiają regulację ucisku,
 - pętelki w pasach ułatwiają regulację,
 - cztery pólsztynne wzmocnienia grzbietowe stabilizujące część lędźwiowo-krzyżową,
 - ergonomiczny panel przedni,
 - niewielkie rozmiary i waga, uczucie „drugiej skóry”,
 - wysokość w odcinku grzbietowym: 26 cm.

Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami **Immostrap**

NFZ: L.03.01DONJOY®



Rozmiar	Obwód talii
XS	56 – 68 cm
S	68 – 82 cm
M	82 – 98 cm
L	98 – 116 cm
XL	116– 136 cm

- Wskazania:**
- ostre lub podostre bóle dolnego odcinka kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego, rwa kulszowa odcinka lędźwiowego, bóle po dyskopatii.
- Cechy:**
- cztery pasy dwustronne umożliwiają regulację ucisku,
 - niezależna regulacja kompresji górnej i dolnej pozwala na optymalne dopasowanie do kształtu ciała,
 - ergonomiczny panel przedni i mocny, elastyczny materiał kompresyjny zapewniają lepszą kontrolę postawy,
 - cztery pólsztynne wzmocnienia grzbietowe stabilizujące część lędźwiowo-krzyżową,
 - klamry z rolkami umożliwiające łatwe zaciskanie,
 - wysokość stabilizatora - 26 cm.

ORTEZA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWO-PIERSIOWA, ZE STALKAMI LUB FISZBINAMI TYPU SZNURÓWKA ZAPEWNIAJĄCA ODCIĄŻENIE NIEPEŁNE

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
L.03.02	Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciażenie niepełne	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	300 zł
		10% dorośli	300 zł

Orteza lędźwiowo-krzyżowa **Comfortia Back Pro 300**

NFZ: L.03.02COMFORTIA



Rozmiar	Obwód pasa
M	85 – 95 cm
L	95 – 105 cm
XL	105 – 115 cm
XXL	115 – 125 cm

- Wskazania:**
- stosowany w chorobie zwyrodnieniowej dolnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
 - spondyloza (kręgozmyk),
 - ostre lub chroniczne bóle dolnego odcinka kręgosłupa,
 - stabilizacja po zabiegach chirurgicznych.
- Cechy:**
- ergonomiczny kształt pozwala na dopasowanie do anatomii i zwiększa komfort pacjenta,
 - przewiewny i elastyczny materiał z gumy zapobiega zawiłgocenia skóry dając poczucie komfortu,
 - 4 mocne stalki z tyłu (2 aluminiowe i 2 elastyczne) oraz 2 elastyczne stalki z przodu pozwalają na usztywnienie odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa,
 - 4 taśmy dociągowe z tyłu, połączone w 2 pasy z przodu – umożliwiają regulację siły docisku zwiększając stabilizację oraz efektywność w łagodzeniu bólu,
 - dotatkowa poduszka w odcinku lędźwiowo- krzyżowym – zwiększa komfort użytkowania,
 - szlufki podtrzymujące pasy dociągowe umożliwiają łatwe zakładanie,
 - stalowy kolor oraz wysoka jakość i estetyka wykonania,
 - wytrzymałość materiałów oraz możliwość prania wydłuża okres użytkowania.

Orteza lędźwiowo-krzyżowo **Comfortia Back Elite 300**

NFZ: L.03.02COMFORTIA



Rozmiar	Obwód w biodrach
S	85 – 95 cm
M	95 – 105 cm
L	105 – 115 cm
XL	115 – 125 cm
XXL	125– 135 cm
XXXL	135 – 145 cm

- Pas ortopedyczny wysoki Comfortia Back Elite 300 to połączenie wysokiej jakości materiałów, terapeutycznych rozwiązań z dużą dbałością o szczegóły wykonania.
- Wskazania:**
- przewlekłe zespoły bólowe na podłożu niestabilności,
 - zmiany zwyrodnieniowe i dyskopatyczne na poziomie TH11 i TH12 oraz odcinka lędźwiowym kręgosłupa,
 - doleczanie po naciągnięciu aparatu wyprostnego w dolnej części odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
 - doleczanie po urazach skręceńowych i złamaniach odcinka lędźwiowego i dolnej części odcinka piersiowego kręgosłupa,
 - stabilizacja po zabiegach operacyjnych.
- Cechy:**
- trójwarstwowy lekki, przewiewny materiał zapewniający komfort użytkowania,
 - ergonomiczny kształt wyrobu zapewnia wygodę w każdej pozycji ciała,
 - cztery sprężyste mocne stalki plus elastyczne fiszbiny gwarantują indywidualne dopasowanie produktu,
 - system czterech szerokich mocnych pasów dociągowych pozwala na idealne dopasowanie produktu do anatomii każdego pacjenta,
 - płaskie rzepy, charakteryzujące się dużą trwałością oraz mocą trzymania (w prawidłowej płaszczyźnie) są jednocześnie łatwe w odpinaniu i nie niszczą zarówno produktu, jak i ubrań,
 - otwierane „kieszenie” na stalki przykręgosłupowe przeciwdziałają wysuwaniu się stalek jednocześnie umożliwiając ich wyjęcie do prania,
 - zastosowane najwyższej jakości tkaniny posiadające certyfikat OEKO TEX STANDARD 100,
 - produkt wyprodukowany w Polsce,
 - wysokość przodu: 24 cm, wysokość tyłu: 35 cm.
- Działanie:**
- Comfortia Back Elite 300 - wysoki pas dzięki połączeniu trójwarstwowego materiału o odpowiedniej sprężystości wraz z systemem usztywnień i taśm dociągowych pozwala zmniejszyć dolegliwości bólowe, odciąża, a jego ergonomia dodatkowo wspomaga prawidłową postawę ciała.

Orteza lędźwiowo-krzyżowo
Duostrap

NFZ: L.03.02

DONJOY®




Table with 2 columns: Rozmiar (Size) and Obwód talii (Waist circumference). Rows include XS, S, M, L, XL, and XXL with corresponding waist measurements.

- Wskazania:
• stabilizator odcinka lędźwiowego i okolic podbrzusza do stosowania w przypadku schorzeń kręgosłupa lędźwiowego i jamy brzusznej, ostrego lub podostrego bólu kręgosłupa, częściowego (poporodowego) lub stałego (wynikającego z otyłości) osłabienia mięśni brzucha oraz do zastosowania po operacjach jamy brzusznej.

Cechy:
• mocny, elastyczny materiał uciskowy zapewnia podparcie kręgosłupa i brzucha,
• dwa pasy dwustronne umożliwiają regulację ucisku,
• cztery półsztywne wzmocnienia grzbietowe stabilizujące część lędźwiowo-krzyżową,
• 2 elastyczne wzmocnienia na odcinku brzuszny,
• uchwyty w pasach ułatwiają regulację,
• wysoka talia zapewnia zwiększoną stabilizację brzucha,
• możliwość dopasowania do pacjentów o większych rozmiarach (XXL = maks. obwód w pasie 156 cm),
• wysokość w odcinku grzbietowym 26 cm.

Wyjątkowa skuteczność,
perfekcyjne wykonanie
i doskonały wygląd



ORTEZA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWO-PIERSIOWA, ZE STALKAMI
LUB FISZBINAMI TYPU SZNURÓWKA Z SYSTEMEM
MOCOWAŃ WOKÓŁ RAMION ZAPEWNIAJĄCA ODCIĄŻENIE NIEPEŁNE

Table with 4 columns: Kod środka NFZ (NFZ code), Wyrób medyczny (Medical device), Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych (Percentage of own contribution to the limit of financing from public funds), and Limit (Limit). Rows show data for L.03.03.

Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa
Comfortia Back Pro 500

NFZ: L.03.03

COMFORTIA



Table with 2 columns: Rozmiar (Size) and Obwód pasa (Waist circumference). Rows include M, L, XL, and XXL with corresponding waist measurements.

- Wskazania:
• zespoły bóle odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa związane z osteoporozą,
• przebyte urazy odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa,
• patologiczna kifoza,
• wielopoziomowa dyskopatia.

Cechy:
• przewiewny i elastyczny materiał z gumy ortopedycznej zapobiega zawiłgocenia skóry dając poczucie komfortu,
• anatomiczny system usztywnień optymalnie usztywnia odcinek lędźwiowo – krzyżowy i piersiowy kręgosłupa,
• 4 mocne stalki z tyłu (2 profilowane, długie, aluminiowe i 2 krótkie elastyczne) oraz 2 elastyczne stalki z przodu pozwalają na usztywnienie odcinka lędźwiowo – krzyżowego – piersiowego kręgosłupa,
• 4 taśmy dociągowe z tyłu, połączone w 2 pasy z przodu – umożliwiają regulację siły docisku zwiększając stabilizację oraz efektywności w łagodzeniu bólu,
• dodatkowe poduszki na taśmach dociągowych zapobiegają obtarciom w dole pod pachami,
• dodatkowa poduszka w odcinku lędźwiowo- krzyżowym – zwiększa komfort użytkowania,
• szlufki podtrzymujące pasy dociągowe oraz szlufka na dłoń ułatwiają zakładanie,
• dodatkowe gąbki na taśmach dociągowych zapobiegają obtarciom w dole pod pachami,
• stalowy kolor oraz wysoka jakość i estetyka wykonania,
• wytrzymałość materiałów oraz możliwość prania wydłuża okres użytkowania.

Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa

Comfortia Back Elite 500

NFZ: L.03.03

COMFORTIA



Rozmiar	Obwód w biodrach
S	85 – 95 cm
M	95 – 105 cm
L	105 – 115 cm
XL	115 – 125 cm
XXL	125– 135 cm
XXXL	135 – 145 cm

Pas ortopedyczny wysoki z szelkami Comfortia Back Elite 500 to połączenie wysokiej jakości materiałów, terapeutycznych rozwiązań zabezpieczających odcinek piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa z dużą dbałością o szczegóły wykonania. Wysokość przodu: 21 cm, wysokość tyłu: 48 cm

- Wskazania:**
- w złamaniach destrukcyjnych kręgów piersiowych i lędźwiowych, będących wynikiem osteoporozy, przebytych urazów, nowotworów,
 - w okresie naciągnięcia aparatu wyprostnego piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa,
 - w niedowładzie prostowników grzbietu w schorzeniach neurologicznych,
 - w chorobie Scheuermanna,
 - przy okrągłych plecach,
 - w wielopoziomowych dyskopatiach.

- Cechy:**
- trójwarstwowy lekki, przewiewny materiał zapewniający komfort użytkowania,
 - ergonomiczny kształt wyrobu,
 - dwie sprężyste mocne i długie stalki plus elastyczne sprężynowe fiszby pozwalają na indywidualne dopasowanie produktu,
 - dwa szerokie mocne pasy dociągowe pozwalają na idealne dopasowanie produktu do anatomii każdego pacjenta,
 - dwie wyprofilowane szelki z trójwarstwowego materiału ułatwiają dopasowanie produktu jednocześnie zapobiegają obtarciom w dotach pachowych,
 - płaskie rzepy, charakteryzujące się dużą trwałością oraz mocą trzymania (w prawidłowej płaszczyźnie) są jednocześnie łatwe w odpinaniu i nie niszczą zarówno produktu, jak i ubrań,
 - otwierane „kieszenie” na stalki przykręgosłupowe przeciwdziałają wysuwaniu się stalek i jednocześnie umożliwiają ich wyjęcie do prania,
 - najwyższej jakości tkaniny posiadające certyfikat OEKO TEX STANDARD 100,
 - wyrób wyprodukowany w Polsce.

Działanie: Comfortia Back Elite 500 - wysoki pas z szelkami dzięki połączeniu trójwarstwowego materiału o odpowiedniej sprężystości wraz z systemem usztywnień, taśm dociągowych i profilowanych szelek pozwala zmniejszyć dolegliwości bólowe, odciążyć, a jego ergonomia dodatkowo wspomaga prawidłową postawę ciała.

Nadgarstek i ramię



ORTEZA RĘKI STABILIZUJĄCA LUB KORYGUJĄCA Z WYŁĄCZENIEM APARATU STACKA I CAPENERA

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
J.01.01	Orteza ręki stabilizująca lub korygująca z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	160 zł
		10% dorośli	160 zł



Nowa Linia Nadgarstków marki Donjoy

Technologia zapewniająca komfort

Ludzka dłoń jest niebywale sprawnym narzędziem, którym można chwytać i przytrzymywać różnego typu przedmioty oraz precyzyjnie nimi manipulować.

Człowiek potrafi skutecznie manipulować przedmiotami, wykonując delikatne ruchy palcami, pod warunkiem stabilnego utrzymania nadgarstka w docelowej pozycji i w odpowiedniej odległości od celu. Dłoń jest też narządem dotyku, który umożliwia nam nie tylko kontakt, ale również komunikację z otoczeniem.

Urazy i schorzenia nadgarstka i palców dłoni występują powszechnie i mogą być szczególnie uciążliwe, jeżeli dotyczą dłoni dominującej. Stabilizatory i ortezy Donjoy Xform mogą być stosowane do podtrzymywania funkcji dłoni oraz chronią uszkodzone i/lub bolesne struktury anatomiczne.

Orteza zbudowana dla Twojej wygody

Długoterminowa ochrona

Oddychający trójwymiarowy materiał połączony z aksamitną wyściółką



Modułowa koncepcja

Regulowany system zapięcia zapewnia optymalne unieruchomienie



Ultralekka konstrukcja



Wsparcie dostosowane do potrzeb pacjenta


Anatomiczny kształt zapewnia odpowiednie dopasowanie



Wygodna w zakładaniu

System regulacji pasków pozwala na założenie ortezy jedną ręką

Nie zawiera latexu



Ozone™

- Siatkowy materiał 3D w kształcie plastra miodu z miękką wyściółką.
- Oddychający i ułatwiający przepływ powietrza materiał.



Flexy™

- Oddychający trójwymiarowy materiał połączony z aksamitną wyściółką.



onSteam®

- Wyściółka z mikrofibry odprowadza wilgoć.
- Antybakteryjny i zmywalny materiał pomaga w utrzymaniu codziennej higieny.
- Hipoalergiczny, przyjazny dla skóry.

Orteza kciuka

ErgoForm

NFZ: J.01.01

DONJOY®



Rozmiar	Obwód nadgarstka
T0	12 – 16 cm
T1	14 – 18 cm
T2	18 – 22 cm

Wskazania:

- zwichnięcia i dyslokacje kciuka,
- Rizarthroza.

Cechy:

- półsztywna aluminiowa stalka unieruchamiająca kciuk,
- łatwa w zakładaniu,
- wygodny system zapięcia zapewnia odpowiednie unieruchomienie,
- blokada przed wysunięciem się pasków "strap-stop",
- dodatkowy pasek regulujący część unieruchamiającą kciuk,
- wykonana z ozonowanego oddychającego materiału,
- podszewka wykonana z dżerseju,
- nie zawiera lateksu,
- waga 48 g,
- pasuje na prawą i lewą rękę,
- dostępny w trzech rozmiarach (T0 - T2).

Orteza kciuka

RhizoForm

NFZ: J.01.01

DONJOY®



Rozmiar	Obwód nadgarstka
S/M	13,5 – 16,5 cm
L/XL	16,5 – 20 cm

Wskazania:

- Rizarthroza.

Cechy:

- anatomiczna struktura egzoszkieletu,
- wygodna w zakładaniu,
- regulowany system zapięcia zapewniający optymalne unieruchomienie,
- blokada przed wysunięciem się pasków "strap-stop",
- dopasowująca się i oddychająca,
- do codziennego użytku,
- nie ogranicza ruchów nadgarstka,
- wnętrze wykonane z antybakteryjnego i oddychającego materiału On-Steam®,
- waga 23 g,
- dostępny na prawą i lewą rękę,
- dostępny w dwóch rozmiarach (S/M-L/XL).


Orteza palca
DigiForm

NFZ: J.01.01

DONJOY®



Rozmiar	Długość
XS	11 – 15 cm
S/M	15 – 19 cm
L/XL	19 – 23 cm



Wskazania:

- zwichnięcia i dystokacje palców (1 lub 2 palców),
- złamanie palców (1-2 palców) bez przemieszczenia na poziomie P2/P3,
- unieruchomienie przed lub po zabiegu chirurgicznym.

Cechy:

- w pełni regulowana i anatomicznie dopasowana konstrukcja,
- wygodna w zakładaniu,
- sprzączka w okolicy nadgarstka pozwalająca na indywidualne ustawienie,
- regulowane paski zapewniają optymalne dopasowanie,
- blokada przed wysuwaniem się pasków „strap-stop”,
- osłona chroniąca przed wstrząsami na poziomie ostatniego paliczka,
- półsztywna aluminiowa stalka grzbietowa,
- wykonana z miękkiej i przyjaznej w dotyku tkaniny,
- nie zawiera lateksu,
- waga 75 g,
- pasuje na prawą i lewą rękę,
- dostępna w 3 rozmiarach (XS - L/XL).

ORTEZA NA RĘKĘ I PRZEDRAMIĘ

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
J.02.01	Orteza na rękę i przedramię	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	200 zł
		10% dorośli	200 zł

Orteza nadgarstka, kciuka, palców
Polyform

NFZ: J.02.01

DONJOY®



Rozmiar	Obwód nadgarstka
XS	11 – 14 cm
S	14 – 16 cm
M	16 – 19 cm
L	19 – 21 cm
XL	21 – 24 cm

Wskazania:

- unieruchomienie nadgarstka/kciuka/palców w ramach leczenia bólu,
- uśmierzanie bólu związanego z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Cechy:

- wygodny podpierający element unieruchamiający kciuk,
- łatwe zakładanie za pomocą pięciu regulowanych pasków i systemu blokowania pasków,
- odpinane paski podpierające kciuk i palce,
- regulowany aluminiowy wspornik grzbietu dłoni zwiększający komfort,
- wygodny wspornik dłoni zapewniający lepsze dopasowanie,
- lekka (180 g), niskoprofilowa konstrukcja,
- miękki, oddychający materiał bez dodatku lateksu,
- wyjmowane elementy modułowe ułatwiające pranie,
- pasuje zarówno na prawą, jak i lewą rękę,
- dostępny w pięciu rozmiarach (od XS do XL).

Orteza stawu nadgarstkowego
RespiForm

NFZ: J.02.01

DONJOY®



Rozmiar	Obwód nadgarstka
XS	11 – 14 cm
S	14 – 16 cm
M	16 – 19 cm
L	19 – 21 cm
XL	21 – 24 cm

Wskazania:

- skręcenia i urazy nadgarstka,
- unieruchomienie przed lub po zabiegu chirurgicznym.

Cechy:

- anatomiczny kształt zapewnia poprawne dopasowanie,
- wygodna w zakładaniu, ortezę z łatwością można założyć jedną ręką,
- regulowany system zapięcia z trzema paskami - środkowy pasek regulowany za pomocą sprzączki, co zapewnia optymalne unieruchomienie,
- „strap-stop” - blokada przed wysuwaniem się pasków,
- wyprofilowana i półsztywna aluminiowa szyna zapewnia wygodny system podparcia,
- 2 aluminiowe stalki:
 - 1 sztywna od strony kciuka,
 - 1 półsztywna od strony grzbietowej dłoni,
- wykonana z oddychającego i ozonowanego materiału,
- wyściółka z miękkiego dżerseju,
- nie zawiera lateksu,
- waga 104 g,
- dostępny na prawą i lewą rękę,
- dostępny w 5 rozmiarach pediatryczny/XS do XL.

Orteza stawu nadgarstkowego
RespiForm+

NFZ: J.02.01

DONJOY®



Rozmiar	Obwód nadgarstka
XS	11 – 14 cm
S	14 – 16 cm
M	16 – 19 cm
L	19 – 21 cm
XL	21 – 24 cm

Wskazania:

- skręcenia i urazy nadgarstka,
- unieruchomienie przed lub po zabiegu chirurgicznym,
- tendinopatie,
- choroba zwyrodnieniowa stawu nadgarstkowo-śródręcznego czy rizarthroza.

Cechy:

- anatomiczny kształt zapewnia poprawne dopasowanie,
- wygodna w zakładaniu, ortezę z łatwością można założyć jedną ręką,
- regulowany system zapięcia z trzema paskami - środkowy pasek regulowany za pomocą sprzączki, co zapewnia optymalne unieruchomienie,
- „strap-stop” - blokada przed wysuwaniem się pasków,
- optymalne wsparcie dla kciuka,
- półsztywna i profilowana stalka zapewnia maksimum komfortu i dopasowania,
- od strony grzbietowej wsparcie stanowią dwie spiralne stalki,
- aluminiowa stalka na kciuk umożliwia łatwe dopasowanie poprzez swój anatomiczny kształt,
- wykonana z ozonowanego oddychającego materiału,
- podszewka wykonana z dżersejowego materiału,
- nie zawiera lateksu,
- waga 116 g,
- dostępna na prawą i lewą rękę,
- dostępna w 5 rozmiarach pediatryczny/XS do XL.

Orteza stawu nadgarstkowego bez ujęcia kciuka DuoForm

NFZ: J.02.01

DONJOY®



Rozmiar	Obwód nadgarstka
XS	11 – 14 cm
S	14 – 16 cm
M	16 – 19 cm
L	19 – 21 cm
XL	21 – 24 cm

Wskazania:

- skręcenia i urazy nadgarstka,
- unieruchomienie przed lub po zabiegu chirurgicznym.

Cechy:

- wygodna w zakładaniu, ponieważ posiada szerokie otwarcie,
- regulowany system zapięcia z trzema paskami - środkowy pasek regulowany za pomocą sprzączki, co zapewnia optymalne unieruchomienie,
- szyna wzdłuż dłoni wykonana z półsztywnego aluminium, co umożliwia lepszą kontrolę zgięcia,
- górna szyna (grzbiet dłoni) wykonana z półsztywnego aluminium, co zwiększa komfort noszenia i większą kontrolę zakresu ruchu,
- wykonana z tkaniny 3D i dżersejowej podszewki,
- nie zawiera lateksu,
- waga 104 g,
- pasuje zarówno na prawą i lewą rękę,
- dostępna w 5 rozmiarach (pediatryczny/XS do XL).

Orteza palca DigiForm+

NFZ: J.02.01

DONJOY®



Rozmiar	Obwód nadgarstka
XS	11 – 14 cm
S	14 – 16 cm
M	16 – 19 cm
L	19 – 21 cm
XL	21 – 24 cm

Wskazania:

- zwichnięcia i dyslokacje palców (3 lub więcej palców),
- złamanie palców (3 lub więcej) bez przemieszczenia na poziomie P2/P3,
- unieruchomienie przed lub po zabiegu chirurgicznym.

Cechy:

- półsztywna aluminiowa stalka unieruchamiająca 3-4 palce,
- ruchoma grzbietowa stalka zapewnia większy zakres ruchu,
- zawiera 2 dodatkowe ochronne osłony na palec dla optymalnej higieny,
- wygodna w zakładaniu,
- regulowany system zapięcia z 4 paskami na rzep i sprzączką w okolicy nadgarstka zapewniają optymalne unieruchomienie,
- miękka dżersejowa podszewka,
- nie zawiera lateksu,
- waga 139 g,
- pasuje na prawą i lewą rękę,
- dostępna w 5 rozmiarach (XS - XL).

Orteza stawu nadgarstkowego z ujęciem kciuka DuoForm+

NFZ: J.02.01

DONJOY®



Rozmiar	Obwód nadgarstka
XS	11 – 14 cm
S	14 – 16 cm
M	16 – 19 cm
L	19 – 21 cm
XL	21 – 24 cm

Wskazania:

- skręcenia i urazy nadgarstka,
- zapalenie ścięgien,
- unieruchomienie przed lub po zabiegu chirurgicznym.

Cechy:

- wygodna w zakładaniu, ponieważ posiada szerokie otwarcie,
- regulowany system zapięcia z trzema paskami - środkowy pasek regulowany za pomocą sprzączki, co zapewnia optymalne unieruchomienie,
- półsztywna aluminiowa szyna na kciuku zapewnia wzmocnienie usztywnienia kciuka,
- dodatkowy pasek przy kciuku zapewnia optymalną regulację i podparcie,
- szyna wzdłuż dłoni wykonana z półsztywnego aluminium, co umożliwia lepszą kontrolę zgięcia,
- górna szyna (grzbiet dłoni) wykonana z półsztywnego aluminium, co zwiększa komfort noszenia i większą kontrolę zakresu ruchu,
- wykonana z tkaniny 3D i dżersejowej podszewki,
- nie zawiera lateksu,
- waga 104 g,
- pasuje zarówno na prawą i lewą rękę,
- dostępna w 5 rozmiarach (pediatryczny/XS do XL).

Orteza nadgarstka CarpaForm

NFZ: J.02.01

DONJOY®



Rozmiar	Obwód nadgarstka
S	13,5 – 16,5 cm
M	16,5 – 19,5 cm
L	19,5 – 25 cm

Wskazania:

- zespół cieśni nadgarstka,
- zapalenie ścięgien.

Cechy:

- struktura egzoszkieletu,
- otwór dekompresyjny na wysokości nadgarstka, umożliwiający odciążenie,
- łatwa w zakładaniu,
- regulowany system zapięcia zapewniający optymalne unieruchomienie,
- „strap-stop” przycisk zatrzymania na pasku,
- neutralna pozycja (można spać z założoną ortezą),
- miękka dżersejowa podszewka,
- nie zawiera lateksu,
- waga 92 g,
- dostępna na prawą i lewą rękę,
- dostępna w trzech rozmiarach (S - L).

Orteza stawu nadgarstkowego z ujęciem kciuka

Comfortia Wrist Pro 17

NFZ: J.02.01

COMFORTIA



Rozmiar	Obwód nadgarstka
S	13 – 16 cm
M	16 – 18 cm
L	18 – 20 cm
XL	20 – 23 cm

Długość ortezy: 20 cm

- Wskazania:**
- niestabilność więzadeł,
 - zespół cieśni kanału nadgarstka,
 - rehabilitacja pourazowa oraz pooperacyjna,
 - artroza stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka,
 - artroza pochodzenia reumatycznego.
- Cechy:**
- możliwość dogięcia aluminiowej stalki w celu dopasowania do anatomii przedramienia oraz dłoni,
 - wykonany z materiału przepuszczającego powietrze,
 - możliwość szybkiego dopasowania za pomocą sprzączek połączonych rzepami,
 - zapewnia skuteczną stabilizację dzięki zastosowaniu fiszbin na grzbietowej stronie ręki oraz anatomicznie wyprofilowanych stałek aluminiowych od strony dłoni,
 - posiada aluminiową wkładkę usztywniającą kciuk,
 - dostępna na prawą i lewą rękę.
- Działanie:**
- stabilizacja i wzmocnienie nadgarstka oraz kciuka,
 - zabezpieczenie przed niekontrolowanymi i niewskazanymi ruchami nadgarstka.

Orteza stawu nadgarstkowego

Comfortia Wrist Pro 19

NFZ: J.02.01

COMFORTIA



Rozmiar	Obwód nadgarstka
S	13 – 16 cm
M	16 – 18 cm
L	18 – 20 cm
XL	20 – 23 cm

Długość ortezy: 20 cm

- Wskazania:**
- niestabilność więzadeł,
 - zespół cieśni nadgarstka,
 - rehabilitacja pourazowa oraz pooperacyjna,
 - artroza stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka,
 - artroza pochodzenia reumatycznego.
- Cechy:**
- możliwość dogięcia aluminiowej stalki w celu dopasowania do anatomii przedramienia oraz dłoni,
 - wykonany z materiału przepuszczającego powietrze,
 - możliwość szybkiego dopasowania za pomocą sprzączek połączonych rzepami,
 - zapewnia skuteczną stabilizację dzięki zastosowaniu fiszbin na grzbietowej stronie ręki oraz anatomicznie wyprofilowanych stałek aluminiowych od strony dłoni,
 - dostępna na prawą i lewą rękę.
- Działanie:**
- stabilizacja i wzmocnienie nadgarstka oraz kciuka,
 - zabezpieczenie przed niekontrolowanymi i niewskazanymi ruchami nadgarstka.

Orteza stawu nadgarstkowego

Comfortia Wrist Pro 21

NFZ: J.02.01

COMFORTIA



Rozmiar	Obwód nadgarstka
S	13 – 16 cm
M	16 – 18 cm
L	18 – 20 cm
XL	20 – 23 cm

Długość ortezy: 26 cm

- Wskazania:**
- zniekształcenie nadgarstka,
 - zapalenie ścięgien,
 - złamania kości nadgarstkowej oraz dłoni w części grzbietowej,
 - złamania kości promieniowej,
 - rehabilitacja pourazowa oraz pooperacyjna,
 - artroza stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka,
 - artroza pochodzenia reumatycznego.
- Cechy:**
- możliwość dogięcia aluminiowej stalki w celu dopasowania do anatomii przedramienia oraz dłoni,
 - wykonany z materiału przepuszczającego powietrze,
 - możliwość szybkiego dopasowania za pomocą sprzączek połączonych rzepami,
 - zapewnia skuteczną stabilizację dzięki zastosowaniu fiszbin na grzbietowej stronie ręki oraz anatomicznie wyprofilowanych stałek aluminiowych od strony dłoni,
 - dostępna na prawą i lewą rękę.
- Działanie:**
- mocna stabilizacja i wzmocnienie nadgarstka,
 - zabezpieczenie przed niekontrolowanymi i niewskazanymi ruchami nadgarstka.

Orteza stawu nadgarstkowego

Comfortia Wrist Pro 21 K

NFZ: J.02.01

COMFORTIA



Rozmiar	Obwód nadgarstka
S	13 – 16 cm
M	17 – 20 cm
L	20 – 23 cm
XL	> 23 cm

Długość ortezy: 26 cm

- Wskazania:**
- choroba zwyrodnieniowa stawu siodełkowatego i śródręczno-policzkowego,
 - uszkodzenie części łokciowej stawu śródręczno-policzkowego kciuka,
 - zniekształcenie nadgarstka,
 - skutki złamania nadgarstka,
 - złożone złamanie przedramienia kości promieniowej i łokciowej,
 - zapalenie ścięgna nadgarstka,
 - dostępne dwie wersje, na prawą i lewą rękę.
- Cechy:**
- stabilizator na nadgarstek i rękę ze stałą sztywną podporą grzbietową i dłoniową,
 - paski zapinające na rzepy.

Orteza na rękę i przedramię

A2 Wrist Brace with Thumb Spica (05WT)

A2 Wrist Brace (05W)

NFZ: J.02.01

AIRCAST

Stabilizator nadgarstka A2 został opracowany jako usztywnienie w przypadku uszkodzeń stawu promieniowo-nadgarstkowego. Jest on łatwy do założenia i może być noszony przy większości codziennych czynności.

Dostępne są stabilizatory pozostawiające kciuk swobodny lub obejmujące go.



Rozmiar	Obwód nadgarstka	Kod produktu	
		Lewa	Prawa
S	12,5 – 16,5 cm	05WSL	05WSR
M	16 – 19,5 cm	05WML	05WMR
L	19,0 – 23 cm	05WLL	05WLR
S z kciukiem	12,5 – 16,5 cm	05WTSL	05WTSR
M z kciukiem	16 – 19,5 cm	05WTML	05WTMR
L z kciukiem	19,0 – 23 cm	05WTLL	05WTLR

- Wskazania:
- niestabilność więzadeł,
 - naciągnięcia,
 - zespół cieśni kanału nadgarstka,
 - leczenie pooperacyjne,
 - doleczanie pourazowe.
- Cechy:
- dwustalkowa konstrukcja zapewniająca bardzo dobrą stabilizację stawu,
 - anatomicznie wyprofilowane stalki,
 - uniwersalnej długości paski umożliwiające indywidualne dopasowanie,
 - łatwy w zakładaniu.

- Działanie:
- metalowe stalki wzmacniają nadgarstek,
 - zabezpieczenie przed niekontrolowanymi ruchami,
 - stabilizacja kciuka w przypadku modelu obejmującego kciuk.



Anatomiczne
zabezpieczenie przed
niekontrolowanymi
ruchami

Stabilizator nadgarstka dla dzieci

z ujęciem kciuka lub bez ujęcia kciuka

Comfortia Wrist Kids

NFZ: J.02.01

COMFORTIA



Rozmiar	Obwód nadgarstka/Wiek dziecka
S	8 – 10 cm / 2-5 lat
M	10 – 13 cm / 6-8 lat
L	13 – 15 cm / 8-12 lat

- Wskazania:
- unieruchomienia nadgarstka lub nadgarstka z kciukiem,
 - przy zwichnięciu, skręceniu i złamaniu nadgarstka oraz kciuka,
 - zespół cieśni nadgarstka,
 - stan zapalny stawu nadgarstkowego,
 - uszkodzenie torebki stawowej.
- Cechy:
- zdejmowana i regulowana szyna aluminiowa ściśle przylega do nadgarstka i kciuka,
 - wykonana z pianki o wysokiej gęstości, z siateczką Air Mesh gwarantuje wentylację i komfort,
 - zapięcia na rzepy zapewniają dodatkową stabilizację i odpowiednie dopasowanie,
 - opcja z usztywnieniem kciuka lub bez usztywnienia (odpinana stalka na kciuk). Zdejmowana i regulowana szyna ściśle przylega do nadgarstka i kciuka,
 - pasuje na prawą i lewą rękę.

Stabilizator elastyczny na ramię

ManuLax™

DONJOY®



Rozmiar	Obwód nadgarstka
1=XS	13 – 14,5 cm
2=S	14,5 – 16 cm
3=M	16 – 17,5 cm
4=L	17,5 – 19 cm
5=XL	19 – 20,5 cm
6=XXL	20,5 – 22 cm

- Wskazania:
- stabilizacja i kompresja po łagodnym urazie nadgarstka i w łagodnej chorobie zwyrodnieniowej nadgarstka,
 - stymulacja proprioceptywna i nerwowo-mięśniowa poprzez kompresję,
 - profilaktyka urazów,
 - lekkie zwichnięcie nadgarstka,
 - zapalenie ścięgna nadgarstka i łagodne zapalenie pochewki ścięgna,
 - niestabilność nadgarstka,
 - zespół cieśni nadgarstka.
- Cechy:
- dżianina z wielokierunkowej elastycznej tkaniny,
 - lekkość,
 - stylowe, nowoczesne wzornictwo,
 - dostępna wersja na lewą lub prawą rękę,
 - wyrób nie zawiera kauczuku naturalnego (lateksu),
 - łatwe do czyszczenia, można prać w pralce
 - dostępny na prawą i lewą rękę.

Bark i łokieć

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
J.03.01	Orteza stawu łokciowego	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	200 zł
		10% dorośli	200 zł

Opaska przedramienna EpiForce Strong

NFZ: J.03.01

DONJOY®

Łatwa i wygodna opaska przy łagodzeniu bólu łokcia tenisisty i golfisty.

Dzięki zdejmowanej podkładce dociskowej ortezę można szybko skonfigurować, aby zapewnić ukierunkowane łagodzenie bólu w zapaleniu nadkłykcia przyśrodkowego lub bocznego. Wykonany z materiału zatrzaskowego z regulowanym paskiem, natychmiast owija się wokół ramienia, zapewniając ścisłe i wygodne dopasowanie. Uniwersalny rozmiar EpiForce Strong dla obu ramion, ułatwia zamawianie produktu.



Wskazania:

- uraz związany z nadkłykiem, więzadłem i ścięgnem
- zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego lub bocznego (np. łokieć golfisty, łokieć tenisisty)
- ból łokcia spowodowany przeciążeniem, przewlekłym stanem zapalnym

Cechy:

- zdejmowana podkładka stymuluje bolesne ścięgna umiejscowione po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie łokcia, aby złagodzić ból i odzyskać mobilność
- regulowany pasek do precyzyjnego aplikowania nacisku; zwiększony podczas aktywności, zmniejszony się podczas odpoczynku
- opaska na klapy ułatwiająca aplikację jedną ręką
- zapięcie na klamrę ułatwiające zakładanie i zdejmowanie
- anatomiczny kształt dla optymalnego dopasowania
- niski profil ułatwiający noszenie pod ubraniem
- lekki do wygodnego użytkowania na co dzień
- pasuje na lewe lub prawe ramię
- uniwersalny rozmiar

Opaska przedramienna Armband Black 05A-B czarna, Armband 05A beżowa

NFZ: J.03.01

AIRCAST®

Komora powietrzna umieszczona w opasce koncentruje ucisk bezpośrednio na mięśniach i ścięgnach. Badania kliniczne wskazały, że 86% pacjentów noszących tę opaskę odczuwa wyraźną poprawę i zmniejszenie dolegliwości bólowych. Rozmiar uniwersalny. Kolor: czarny lub beżowy.



Wskazania:

- „łokieć tenisisty”,
- „łokieć golfisty”,
- zapalenie nadkłykcia.

Cechy:

- posiada poduszkę powietrzną dającą elastyczny, stały ucisk,
- opaska wyściełana jest od wewnątrz pianką zapewniającą wygodę noszenia,
- zapewnia punktową kompresję skoncentrowaną na miejscu urazu,
- pasek zaciskający umożliwia łatwe dopasowanie odpowiedniego ucisku.

Działanie:

- łagodzi stany bólowe,
- umożliwia punktową kompresję.

Dostępne kolory: czarny i beżowy.

Rozmiar	Obwód opaski
Uniwersalny	20 – 36 cm

Stabilizator elastyczny na ramię
CondiLax™

NFZ: J.03.01

DONJOY®



Rozmiar	Obwód ramienia
1=XS	18 – 20 cm
2=S	21 – 24 cm
3=M	25 – 28 cm
4=L	25 – 28 cm
5=XL	29 – 31 cm
6=XXL	36 – 39 cm

- Wskazania:**
- stabilizacja i kompresja po urazie stawu łokciowego i w łagodnej chorobie zwyrodnieniowej stawu łokciowego,
 - stymulacja proprioceptywna i nerwowo-mięśniowa poprzez kompresję,
 - profilaktyka urazów,
 - nadwyrężenia lub skręcenia stawu łokciowego,
 - zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego lub bocznego (np. łokieć tenisisty, łokieć golfisty),
 - schorzenia ścięgien.
- Cechy:**
- dzianina z wielokierunkowej elastycznej tkaniny,
 - lekkość,
 - stylowe, nowoczesne wzornictwo,
 - odpowiedni na lewy i prawy łokieć,
 - wyrób nie zawiera kauczuku naturalnego (lateksu),
 - łatwy do czyszczenia, można prać w pralce.

Temblak
Healthcare BEAR Arm Sling, Ped.

PROCARE®



Rozmiar (głęb. x dług.)	Rozmiar
11 x 27 cm	pediatryczny / XS
16 x 33 cm	dziecięcy / S

- Wskazania:**
- idealny do podtrzymywania opatrunku gipsowego; urazy ramienia, nadgarstka lub dłoni.
- Cechy:**
- wykonany z bawełny z domieszką poliestru,
 - z motywem misia,
 - szelka z tkaniny bawełnianej z klamerką szybkozłączką ułatwiającą użytkowanie,
 - uniwersalny, dostępny na prawe i lewe przedramię.

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA
BEZ UJĘCIA RĘKI

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
J.04.01	Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia bez ujęcia ręki	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	350 zł
		10% dorośli	350 zł

Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez
X-Act Rom Elbow

NFZ: J.04.01

DONJOY®



X-Act ROM Elbow
to uniwersalna, łatwa w zastosowaniu orteza, która dzięki teleskopowej budowie umożliwia wybór pomiędzy pełnym lub ograniczonym zakresem ruchów.



- Wskazania:**
- zapewnienie stałego lub ograniczonego zakresu ruchów, niezbędnych w przypadku pourazowych lub pooperacyjnych procedur leczenia stawu łokciowego,
 - stabilizacja złamań,
 - uszkodzenie bicepsa,
 - urazy tkanek miękkich, łagodne do ciężkich.
- Cechy:**
- orteza wyposażona jest w specjalne klamry, które ze względu na zastosowane rozwiązania pozwalają na założenie i idealne dopasowanie ortezy przy użyciu jednej ręki,
 - technologia Tele-Fit umożliwia niezależne dostosowanie pasków proksymalnego i dystalnego oraz dopasowanie długości członów ortezy w przedziale od 36 do 46 cm, co sprawia, że orteza X-Act ROM Elbow pasuje na każdego pacjenta,
 - unikalne, formowane termicznie wkładki plastyczne o właściwościach antypoślizgowych, zapewniają maksymalny kontakt pomiędzy skórą i ortezą,
 - nowy, przeprojektowany wytrzymały i wykonany z aluminium zawias, pozwala na większą ochronę przy jednoczesnym obniżeniu masy ortezy,
 - łatwe w obsłudze nastawy zegara zapewniają pełną kontrolę zakresów ruchu: ustawienia kąta zgięcia w zakresie od -10° do 120° w przedziałach co 10°, ustawienie kąta wyprostu w zakresie od -10° do 90° w przedziałach co 10°,
 - możliwość szybkiej blokady ruchu Quick-Lock w zakresie od 0° do 90° w przedziałach co 15°.

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA Z UJĘCIEM RĘKI

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
J.04.02	Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	500 zł
		10% dorośli	500 zł

Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez **Elbow Ranger**

NFZ: J.04.02

PROCARE



Wskazania:

- unieruchomienie w doleczeniu po złamaniach,
- w obrębie stawu łokciowego i przedramienia,
- zerwanie i naciągnięcie więzadeł bocznych oraz przesunięcie nerwu łokciowego,
- po zdjęciu gipsu oraz pooperacyjne unieruchomienie stawu łokciowego.

Cechy:

- aluminiowy obustronny zegar umożliwia regulację kąta zgięcia i wyprostu co 30°,
- uchwyt na dłoń zapobiega supinacji i pronacji,
- możliwość odłączenia uchwytu na dłoń,
- uniwersalny na prawą i lewą kończynę.

Rozmiar	Obwód środkowej części ramienia
S	20 – 29 cm
M	29 – 37 cm
L	37 – 48 cm

ORTEZA NA RAMIĘ I BARK TYPU DESSAULT

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
J.06.01	Orteza na ramię i bark typu Dessault	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	130 zł
		10% dorośli	130 zł

Dwustronna orteza stawu barkowego **Immoscap II**

NFZ: J.06.01

DONJOY®

Wskazania

- Wsparcie i unieruchomienie kończyny górnej po operacji lub po urazie
- Złamania głowy kości ramiennej, złamania obojczyka
- Skręcenia, podwichnięcia, zwichnięcia stawu ramienno-obojczykowego
- Nadwyżżenia stożka rotatorów rotatorów / tkanek miękkich, naderwania, odbudowanie/regeneracja (zapalenie ścięgna, zapalenie kaletki maziowej)
- Zapalenie stawu barkowego („Zamrożony bark” - zarostowe zapalenie torebki stawowej)

Cechy i korzyści

Konstrukcja na zakładkę/okalająca

- Pojedyncza konstrukcja panelowa owija się wokół chorej kończyny
- Anatomiczny kształt wspomaga prawidłowe ułożenie dla sprawnego powrotu do zdrowia

Łatwość stosowania

- Intuicyjna konstrukcja ułatwia zakładanie

Lekki, oddychający materiał


- Dla optymalnego komfortu pacjenta i przestrzegania zaleceń
- Trwały materiał dla długotrwałego użytkowania

1-częściowy, dwustronny design

- Zintegrowane, dwustronne rzepy ułatwiają zmianę strony ortozy.
- Uproszczona konstrukcja i zakładanie (brak ryzyka niewłaściwego użycia lub przesunięcia poszczególnych pasów).

Rozmiary & Zamawianie

- Model dwustronny, pasuje na lewą lub prawą stronę
- Dostępny w 6 rozmiarach



INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANI

IMMOSCAP II			
ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA		NUMER PARTII
XS	< 90 cm	< 35.5"	82-0018-1
S	91 - 100 cm	35.5" - 40"	82-0018-2
M	101 - 110 cm	40" - 43.5"	82-0018-3
L	111 - 120 cm	43.5" - 47"	82-0018-4
XL	121 - 130 cm	47" - 51"	82-0018-5
XXL	> 130 cm	> 51"	82-0018-6

Mankiet na ramię

- Dokładnie przylega do stawu barkowego, utrzymując kończynę w prawidłowej pozycji.

Pas na tułów

- Zapewnia bezpieczne unieruchomienie stawu łokciowego i przedramienia przy tułowiu

Widok od tyłu



Temblak na ramię

- Podtrzymuje staw łokciowy, przedramię i nadgarstek w pozycji neutralnej

Podkładka pod łokieć

- Zapewnia dodatkową ochronę

BARK I ŁOKIEĆ

Orteza na ramię i bark typu „Dessault”
Comfortia Shoulder

NFZ: J.06.01

COMFORTIA



Rozmiar	Obwód klatki piersiowej
XS	60 – 70 cm
S	70 – 80 cm
M	80 – 90 cm
L	90 – 105 cm
XL	105 – 120 cm
XXL	120 – 135 cm
XXXL	> 135 cm

Orteza na ramię i bark Comfortia Shoulder to wysokiej jakości kamizelka typu „Dessault” zapewniająca skuteczną stabilizację i komfort pacjenta.

- Wskazania:**
- unieruchomienie po urazach w tym złamaniach leczonych chirurgicznie w obrębie obojczyka, łopatki i kości ramiennej,
 - unieruchomienie po zwichnięciach, podwichnięciach, urazach skrętnych stawu ramiennie–łopatkowego, barkowo-obojczykowego, mostkowo-obojczykowego,
 - odciążenie kończyny górnej w chorobach zapalnych, zwyrodnieniach przebiegających wraz z niewydolnością mięśni.
- Cechy:**
- konstrukcja kamizelki zapewnia ustawienie ramienia w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej,
 - szeroki zakres regulacji temblaka pozwala na regulację ustawienia zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90-120°,
 - stabilna konstrukcja oraz pasy mocujące zapewniają stabilizację, przez co skraca się czas stosowania opatrunku gipsowego,
 - trzywarstwowy materiał przyjazny dla skóry (siatka poliamidowa) zapewnia niezwykłą trwałość produktu, jednocześnie jest przewiewny, zapewniając duży komfort użytkowania,
 - płaskie rzepy, charakteryzujące się dużą trwałością oraz mocą trzymania, (w prawidłowej płaszczyźnie) są jednocześnie łatwe w odpinaniu i nie niszczą produktu, jak i ubrań,
 - najwyższej jakości tkaniny posiadające certyfikat OEKO TEX STANDARD 100,
 - wyrób wyprodukowany w Polsce,
 - uniwersalny na prawy i lewy bark.

ORTEZA ODWODZĄCA STAWU BARKOWEGO

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
J.07.01	Orteza odwodząca stawu barkowego	0% dzieci do ukończenia, 18 roku życia	400 zł
		10% dorośli	400 zł

Orteza odwodząca stawu barkowego
UltraSling PRO

NFZ: J.07.01

NFZ: J.07.02

DONJOY®



- Wskazania:**
- pooperacyjne leczenie stożka rotatorów,
 - postępowanie pooperacyjne po naprawie obrąbka stawu ramiennego sposobem Bankarta,
 - zmiany w obrębie torebki stawowej,
 - zwichnięcia/podwichnięcia stawu ramiennego,
 - wsparcie po urazach tkanek miękkich.
- Cechy:**
- temblak o uniwersalnym rozmiarze dopasowuje się do większości pacjentów,
 - pasuje na prawe lub lewe ramię ,
 - teleskopowy, regulowany system pasków,
 - szybko odpinane klamry są łatwe w regulowaniu jedną ręką,
 - paski w talii łatwo przylegają bezpośrednio do temblaka, nawet gdy poduszka jest oddalona od talii,
 - niski profil i regulowany pierścień na ramię łatwo przesuwają się po zdrowym ramieniu, pomagając równomiernie rozłożyć ciężar i odciążyć szyję,
 - miękkie, przewiewne wykonane z przewiewnej siateczki umożliwia prawidłowy przepływ powietrza.
- ULTRASLING PRO ER** - rotacja zewnętrzna 15° LUB 30°
- zaprojektowany, aby zapewnić wygodne dopasowanie do procedury unieruchomienia dzięki zastosowaniu poduszek 15 lub 30 stopni. Poduszka może być użyta na prawe lub lewe ramię.
- ULTRASLING PRO AB** – odwodzenie 45° lub 60°
- UltraSling PRO AB zapewnia odwodzenie w obu stopniach 45 lub 60 stopni odwodzenia.
- Dostępne modele:**
- 11-0447-9 UltraSling® PRO
 - 11-0471-9 UltraSling® PRO ER, 15 Degree
 - 11-0472-9 UltraSling® PRO ER, 30 Degree
 - 11-0473-9 UltraSling® PRO AB

ORTEZA ODWODZĄCA STAWU BARKOWEGO

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
J.07.02	Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia w zakresie minimum 60° oraz możliwością ustawienia kąta rotacji	0% dzieci do ukończenia, 18 roku życia	600 zł
		10% dorośli	600 zł

Orteza odwodząca stawu barkowego
z regulacją kąta odwiedzenia
UltraSling Quadrant

NFZ: J.07.02

DONJOY®

UltraSling™ Quadrant to orteza ramienia, która zapewnia unieruchomienie w czterech kierunkach. Unikalny precyzyjny system ProTherapy™ wspiera proces rehabilitacji i umożliwia założenie ortozy jedną ręką w sposób przyjazny dla pacjenta, a chłodny w dotyku antybakteryjny materiał TempGuard™ zapewnia wyjątkowy komfort. UltraSling Quadrant – nowa definicja unieruchomienia.



- Wskazania:**
- może posłużyć do unieruchomienia pooperacyjnego lub pourazowego i wspomaga szybką i bezpieczną rekonwalescencję
- Cechy:**
- ProTherapy™ – precyzyjny system pozwalający pacjentowi zginać i prostować rękę, wspomagając ruch terapeutyczny podczas rekonwalescencji,
 - otwieranie łokcia w celu zwolnienia nacisku na kaletkę łokciową,
 - łatwość zakładania – ortezę można łatwo założyć jedną ręką, co zwiększa komfort użytkowania przez pacjenta,
 - opcjonalny pas na ramię,
 - TempGuard™ – chłodny w dotyku antybakteryjny materiał do długotrwałego użytkowania.

Numer produktu	Obwód w pasie (zmierzyć obwód pacjenta w pasie na wysokości 2,5 cm (1") powyżej pępka)	Opis produktu
11-0210	61 – 114 cm (24" – 45")	UltraSling Quadrant, PRAWY
11-0211	61 – 114 cm (24" – 45")	UltraSling Quadrant, LEWY



BARK I ŁOKIEĆ

Temblak
Blue Vogue Arm Sling

PROCARE®



Rozmiar (głęb. x dług.)	Rozmiar
19 x 32 cm	S
20 x 38 cm	M
22 x 44 cm	L
23 x 51 cm	XL

- Wskazania:**
- do stabilizacji gipsu oraz w przypadku urazów ręki, nadgarstka lub dłoni.
- Cechy:**
- obszerny rozmiar kieszeni dla ochrony ręki,
 - bawełniano-poliestrowa konstrukcja ze wzmocnionym paskiem z pianki o szerokości 5 cm i zapięciem uciskowym,
 - otwór na kciuk zapobiega przemieszczaniu się temblaka.

Szyja



KOŁNIERZ SZTYWNY

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
L.05.01	Kołnierz sztywny	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	80 zł
		10% dorośli	80 zł

KOŁNIERZ PÓLSZTYWNY

Kod środka NFZ	Wyrób medyczny	Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych	Limit
L.05.02	Kołnierz półsztywny	0% dzieci do ukończenia 18 roku życia	35 zł
		10% dorośli	35 zł



SZYJA

Kołnierz sztywny
California Collar

NFZ: L.05.01

PROCARE



- Wskazania:**
- doskonały do unieruchomienia kręgosłupa szyjnego w czasie wydobywania pacjenta z pojazdu po wypadku,
 - zapewnia ochronę w czasie rehabilitacji.
- Cechy:**
- uformowana, lekka, dwuczęściowa pianka polietylenowa ze sztywnymi plastikowymi elementami z przodu i z tyłu zapewniającymi dodatkową ochronę,
 - dwuczęściowy laminat pianki polietylenowej,
 - kołnierz utrzymuje głowę w neutralnej pozycji i stabilizuje część potyliczną oraz żuchwę,
 - dostępny w 4 rozmiarach.

Wys. 5,7 cm	Wys. 8,3 cm	Wys. 10,8 cm	Wys. 13,3 cm	Obwód szyi	Rozmiar
✓	✓	✓	✓	25,5 – 33 cm	S
✓	✓	✓	✓	33 – 40,5 cm	M
✓	✓	✓	✓	40,5 – 48 cm	L

Kołnierz półsztywny
C1/C2

NFZ: L.05.02

PROCARE




- Wskazania:**
- znakomicie spełnia funkcję utrzymania kręgosłupa szyjnego w neutralnej pozycji,
 - doskonały przy zwichnięciach i nacignięciach kręgosłupa szyjnego oraz w rehabilitacji pourazowej po okresie noszenia sztywnego kołnierza.
- Cechy:**
- kołnierz z pianki o niskiej gęstości, uformowany anatomicznie,
 - profilowany kształt na poziomie podbródka i ucha dla lepszego dopasowania,
 - powłoka ze 100% bawełny,
 - pasek zapinający się na ucisk,
 - dostępny w dwóch wysokościach - 7,5 cm i 9,5 cm
 - kołnierz C1 dostępny w kolorze granatowym, a kołnierz C2 w kolorze szarym

Kołnierz C1 Kołnierz C2
(dodatkowo usztywniony plastikowym elementem)



Wysokość 7,5 cm	Wysokość 9,5 cm	Obwód szyi	Rozmiar
✓	–	21 – 25 cm	Pediatryczny
✓	✓	25 – 28 cm	XXS
✓	✓	29 – 32 cm	XS
✓	✓	33 – 37 cm	S
✓	✓	38 – 42 cm	M
✓	✓	43 – 47 cm	L
✓	✓	48 – 51 cm	XL

System
chłodząco-
-uciskowy



SYSTEM
CHŁODZĄCO-
UCISKOWY

Termos Cryo/Cuff Gravity Cooler (2125)
Termos Cryo/Cuff IC Cooler (52A)



Po wypełnieniu termosu wodą i lodem urządzenie gotowe jest do podłączenia do dowolnego modelu mankietu Cryo/Cuff. Wymiana wody pomiędzy mankietem a termosem następuje pod wpływem siły grawitacji.

Termos może zmieścić wodę i lód na ok. 6 godzin terapii.

Zawiera wąż przyłączeniowy oraz krążek izolacyjny.

Dostępne dwa modele:

- kod produktu: 2125
- kod produktu: 52A (z elektryczną pompą „inter cooler”)

Mankiet na bark



Rodzaj	Obwód klatki piersiowej	Kod produktu
Średni	81 – 122 cm	12A01
Duży	107 – 135 cm	12AXL01



Mankiet na kolano
Mankiet na udo



Rodzaj	Obwód uda – 15 cm powyżej rzepki	Kod produktu
Mały	25 – 50 cm	11C01
Średni	45 – 60 cm	11A01
Duży	50 – 80 cm	11B01



Rodzaj	Obwód uda	Kod produktu
Średni	45 – 58 cm	13A01
Duży	51 – 69 cm	13B01



Mankiet na podudzie
Mankiet na przedramię i nadgarstek



Rodzaj	Obwód podudzia	Kod produktu
Uniwersalny	36 – 51 cm	13C01



Zawiera dwie płytki wspierające, które można wyjąć, aby zwiększyć zakres ruchu.

Rozmiar uniwersalny. Kod produktu: 16A01.



Mankiet na kostkę obejm. stopę

AIRCAST



Rodzaj	Kod produktu
Uniwersalny	10A01



Mankiet na śródstopie

AIRCAST



Rodzaj	Obwód stopy	Kod produktu
Średni	23 – 33 cm	10C01
Duży	33 – 42 cm	10B01



Mankiet na łokieć

AIRCAST



Rodzaj	Kod produktu
Uniwersalny	15A01



Mankiet na kręgosłup, biodro, żebra

AIRCAST



Rodzaj	Kod produktu
Uniwersalny	14A01



Zawiera wyjmowaną płytkę wspierającą,
umożliwiającą różne zastosowania.

Inne



VenaPure® – produkty przeciwzakrzepowe



Wskazania:

- Do stosowania w profilaktyce żylnych chorób zakrzepowo-zatorowej (VTE). Linia produktów VenaPure firmy DJO Global (obecnie Enovis) opracowano w oparciu o wieloletnie doświadczenia kliniczne w zakresie profilaktyki ŻChZZ.
- Do stosowania w profilaktyce zakrzepicy żył głębokich u pacjentów hospitalizowanych oraz do stosowania w innych stanach zgodnie z zaleceniami lekarza.

Cechy:

- Stopniowy ucisk zgodny z profilem Sigela (od 18mmHg w kostce do 8mmHg w udzie) w celu zminimalizowania zastojów żylnych i ograniczenia rozszerzania żył
- Otwór kontrolny na palcach, aby zminimalizować ryzyko powstawania punktów nacisku i uniknąć uszkodzenia skóry
- Wycięcia pod kolanami można łatwo rozpoznać po zmianie ściegu, zapewniają zmniejszenie nacisku wokół żyły podkolanowej
- Panel zmniejszający ucisk po wewnętrznej stronie uda, aby zapewnić lżejszą kompresję żyły udowej
- Przerwany pasek silikonowy na górnej części uda zapewnia doskonałe przyleganie do skóry, bez obniżenia kompresji
- Tkanina okrąglodzielna za każdym razem utrzymuje prawidłowe ułożenie pończoch
- Oznaczone kolorami palce i góra zapewniają dobór odpowiedniego rozmiaru zgodnie z pomiarami pacjenta
- Dołączona taśma pomiarowa ułatwia pomiary wykonywane przez pacjenta
- Dostępne w trzech stylach (udo bez widocznego paska) o długościach i rozmiarach pasujących do wszystkich pacjentów

AIRCAST®

Tylko pończochy **VenaPure®** zapobiegają czynnikom z Triady Virchowa i oferują optymalny, zgodny ze Złotym Standardem, profil ucisku, co wraz z odpowiednio dobranym rozmiarem gwarantuje skuteczną ochronę.

Pończochy przeciwzakrzepowe **VenaPure®** mają za zadanie przeciwdziałać gromadzeniu się krwi w zastojach (poprzez zwiększenie prędkości krwi w żyłach), co jak wskazano, powoduje rozszerzanie się żył oraz uszkodzenie śródbłonnika.

Camerota et al. (1989) w swojej publikacji przedstawił wyniki pomiarów rozszerzenia żył u pacjentów poddanych zabiegowi wszczepienia endoprotezy biodra, które pokazały, że u wszystkich pacjentów z najszerzym rozszerzeniem żylnym (>20%) wystąpiła zakrzepica żył głębokich (ZŻG).


Coleridge-Smith i Scurr (1990) wykazali ponadto wystąpienie rozszerzenia żylnego u pacjentów poddanych ogólnym zabiegom chirurgicznym. Wykazali oni, że przed zakończeniem zabiegu żyły mięśnia brzuchatego łydki były rozszerzone o 22-28%.

Profil ucisku zastosowany w pończochach **VenaPure®** został zaprojektowany zgodnie ze Złotym Standardem opracowanym przez Sigel w 1975 roku, co, jak wykazały badania, zwiększa średnią prędkość przepływu krwi w żyłach o 125%.

Dobieranie rozmiaru

1. Zmierz obwód uda w punkcie A	
Jeżeli obwód uda jest mniejszy niż 91 cm, wybierz pończochy długie w wersji z pasem lub bez.	Jeżeli obwód uda jest większy niż 91 cm, wybierz pończochy w wersji do kolan.
2. Zmierz obwód łydki w punkcie B (w miejscu gdzie jest największy)	
Jeżeli obwód łydki jest mniejszy niż 30,5 cm, wybierz pończochy rozmiaru S.	Jeżeli obwód łydki jest większy niż 30,5 cm, wybierz pończochy rozmiaru M, L lub XL.
3. Zmierz odległość pomiędzy punktami E - F (od końca pośladków do podłogi)	
Jeżeli odległość jest mniejsza niż 74 cm, wybierz pończochy rozmiaru S.	Jeżeli odległość jest większa niż 74 cm, wybierz pończochy rozmiaru M, L lub XL.

Wszystkie wymiary podane są w cm



Wersja do kolan



Wersja długa bez pasa



Wersja długa z pasem



Obwód łydki (B)	Odległość (C-D)	Symbol	Rozmiar
<30,5	<41	400R-2	S
	>41	400L-2	
30,5 - 38	<43	400R-3	M
	>43	400L-3	
38 - 44,5	<46	400R-4	L
	>46	400L-4	
44,5 - 51	<46	400R-5	XL
	>46	400L-5	
51 - 58,4	<46	400R-6	XXL
	>46	400L-6	
58,5 - 66	<46	400R-7	XXXL
	>46	400L-7	

Obwód uda (A)	Obwód łydki (B)	Odległość (E-F)	Symbol	Rozmiar
<63,5	<30,5	<74	401S-2	S
		74 - 84	401R-2	
		>84	401L-2	
	30,5 - 38	<74	401S-3	M
		74 - 84	401R-3	
		>84	401L-3	
63,5 - 81,5	38 - 44,5	<74	401S-4	L
		74 - 84	401R-4	
		>84	401L-4	
	44,5 - 55	<74	401S-5	XL
		74 - 84	401R-5	
		>84	401L-5	
81 - 91	55 - 66	<74	401S-6	XXL
		74 - 84	401R-6	
		>84	401L-6	